

MIGMA 200
Das Original-Mischgerät
für blasenfreie
Abdruckmassen.

MIGMA 200
The original mixer for
bubble-free impression
compounds.

MIGMA 200
Le mélangeur original pour
des masses d'empreinte
sans bulles.

PATENT ANGEMELDET
PATENT PENDING
BREVET EN INSTANCE

NEUE GENERATION

NEUES DESIGN

NEUER PREIS

NEW GENERATION

NEW DESIGN

NEW PRICE

NOUVELLE GENERATION

NOUVEAU DESIGN

NOUVEAU PRIX

MIGMA 200
MIKRONA

MIKRONA
The Swiss Dental Technology

Basis für präzise Abdruckformen.

MIGMA 200 garantiert eine homogene, blasenfreie Abdruckmasse und schafft so die Basis für den präzisen Abdruck und die perfekte prothetische Arbeit.

MIGMA 200 mischt Alginate und andere Abdruckmassen sekundenschnell.

MIGMA 200 ist einfach zu bedienen, kompakt gebaut und als Tischgerät (1) wie auch als Einbaumodell (2) erhältlich.

The base for precise impressions.

MIGMA 200 guarantees a homogeneous, bubble-free impression compound and thus creates the base for precise impressions and a perfect prosthetic work.

MIGMA 200 mixes alginate and other impression materials in a few seconds.

MIGMA 200 is easy to use, compactly built and is available as a table-top model (1) as well as a built-in model (2).

La base pour des empreintes précises.

MIGMA 200 garantit une masse d'empreinte homogène, sans bulles et crée ainsi la base de départ pour une empreinte de précision et un travail prothétique parfait.

MIGMA 200 mélange les alginates et d'autres matériaux d'empreinte en quelques secondes.

MIGMA 200 est simple à manipuler, compact et disponible en version établi (1) ainsi qu'en version encastrable (2).



Elektrischer Anschluss

100 VAC - 230 VAC, 50/60 Hz, 250 W

Standardausrüstung (3)2 Mischbecher gross mit Deckel
1 Spatel**Option für Mischung von Alginat (4)**

Dossierflasche für Wasser

Optionen für Mischung von Silikon- und Polyäthermassen sowie Klebstoffen (5)Einsatz zu Mischbecher klein
Mischbecher klein
Becher-Einsatz für Rapid-Applikator
Rapid-Applikator
Rührstäbchen**Abmessung Tischmodell (1)**

HxBxT 305x203x270 mm

Abmessung Einbaumodell (2)Gerät HxBxT 280x203x270 mm
Abdeckung BxH 310x260 mm**Bestellnummern**Tischmodell 430.6501.00
Einbaumodell 430.6505.00**Electric supply**

100 VAC - 230 VAC, 50/60 Hz, 250 W

Standard equipment (3)2 large mixing bowls with lids
1 spatula**Options for the mixing of Alginate (4)**

Water flask

Options for the mixing of Silicone, Polyether compounds as well as adhesives (5)Adapter to small mixing bowl
Small mixing bowl
Rapid applicator
Adapter to rapid applicator
Small stirring rod**Dimension table-top model (1)**

HxWxD 305x203x270 mm

Dimension built-in model (2)Mixer HxWxD 280x203x270 mm
Cover WxD 310x260 mm**Order Numbers**Table-top model 430.6501.00
Built-in model 430.6505.00**Branchement électrique**


100 VAC - 230 VAC, 50/60 Hz, 250 W

Équipement standard (3)2 grand bols avec couvercle
1 spatule**Options pour la malaxage de l'Alginate (4)**

Flacon doseur pour l'eau

Options pour la malaxage de Silicone, des masses Polyéther et des adhésifs (5)Insert pour le petit bol
Petit bol
Applicateur rapide
Insert pour l'applicateur rapide
Petite spatule**Dimension modèle établi (1)**

HxLxP 305x203x270 mm

Dimension modèle encastrable (2)Mélangeur HxLxP 280x203x270 mm
Couvercle LxP 310x260 mm**Numéros de commande**Modèle établi 430.6501.00
Modèle encastrable 430.6505.00

Die Masse für den präzisen Abdruck ist eins, zwei fertig.


- 1 Mischdauer auf der Skala einstellen.
- 2 Alginat nach Anweisung des Herstellers abmessen und in Mischbecher einfüllen.
- 3 Wassermenge mit Messbecher des Herstellers oder optional erhältlichlicher Dosierflasche abmessen und hinzufügen.
- 4 Deckel mit leichter Drehung auf Mischbecher aufsetzen.
- 5 Mischbecher kurz auf und ab schütteln.
- 6 Mischbecher einsetzen und Deckel des Gerätes schliessen.
- 7 START drücken. Gerät stellt nach dem Mischprozess automatisch ab.
- 8 Alginat mit Spatel dem Mischbecher entnehmen.
- 9 Inert Sekunden eine homogene, blasenfreie Abdruckmasse.

The compound for precise impressions, instantly ready.

- 1 Chose the mixing time on the scale.
- 2 Dose the alginate as suggested by the producer and fill into the mixing bowl.
- 3 Add the correct amount of water either with the producer's measuring cup or with the optional available water flask.
- 4 Close the lid of the mixing bowl with a twist.
- 5 Shake the bowl once or twice.
- 6 Put the mixing bowl into the machine and close the lid of the machine.
- 7 Press START. The machine stops automatically when the chosen time is up.
- 8 The alginate can now easily be removed from the bowl, using the spatula.
- 9 Within seconds a homogenous, bubble-free impression compound.

La masse pour des empreintes précises, finie instantanément.

- 1 Choisir la durée de malaxage sur l'échelle.
- 2 Dosier l'alginate comme recommandé par le producteur et le remplir dans le bol.
- 3 Ajouter la quantité d'eau nécessaire, à l'aide de la mesure du producteur, ou bien avec le flacon doseur, en vente optionnelle.
- 4 Fermer le couvercle du bol avec un quart de tour.
- 5 Agiter le bol une ou deux fois.
- 6 Placer le bol dans l'appareil et fermer le couvercle du mélangeur.
- 7 Presser START. L'appareil va s'arrêter automatiquement après la durée choisie.
- 8 Avec la spatule, l'alginate peut être retiré du bol.
- 9 En quelques secondes une masse d'empreinte homogène, absolument sans bulles.



Headoffice:

MIKRONA TECHNOLOGIE AG

Wigartestrasse 8, CH-8957 Spreitenbach, Tel. +41 56 418 45 45, Fax +41 56 418 45 00, swiss@mikrona.com

MIKRONA DENTALTECHNIK VERTRIEBS-GMBH

Hauptstrasse 11, D-85737 Ismaning, Tel. +49 89 962 094 04, Fax +49 89 962 094 05, germany@mikrona.com

www.mikrona.com

MIKRONA
The Swiss Dental Technology