



ENERGY CHAIN™

La chaînette la plus endurante




Les études menées dans le cadre de recherches universitaires* et cliniques ont prouvé que la chaînette Energy Chain™ RMO® surpasse toutes les autres chaînettes élastiques grâce à des forces légères et régulières.

Sa formule unique de résine thermodurcissable brevetée offre une mémoire élastique supérieure après étirement initial par rapport aux chaînettes concurrentes. Ce matériau résiste aux taches, n'a pas de goût, n'est pas toxique et ne contient pas de latex.

Caractéristiques et avantages :

- Toutes les couleurs sont disponibles en bobine de 2,3m
- Les versions translucides et grises sont également disponibles en 2,3m et 4,7m
- Formulation unique et brevetée / développe une force légère et continue
- Testée cliniquement / permet d'augmenter les intervalles entre les remplacements
- Résistance exceptionnelle à l'élongation pour une efficacité permanente
- Sans latex / résistante à la coloration / sans odeur
- Large choix dans les couleurs
- 5 tailles disponibles



Serré 2.8mm



Adjoint 3.0mm



Intermédiaire 3.8mm























Moyen 4.0mm



Grand 5.1mm



* Étude comparative de l'Université du Kentucky "College of Dentistry".

Taille des anneaux	Petit	Petit	Petit	Petit	Grand
Espace entre les anneaux	Serré 	Adjoint 	Intermédiaire 	Moyen 	Grand 
Centre à centre	2,8 mm	3 mm	3,8 mm	4 mm	5,1 mm
Longueur de bobine	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Couleur					
Translucide	 J00120	J00202	J00269	J00121	J00122
Gris	 J00166	J00203	J00270	J00167	J00168
Bleu	 J00223	J00205	J00271	J00224	J00281
Vert	 J00227	J00206	J00272	J00228	J00282
Rouge	 J00231	J00204	J00273	J00232	J00280
Violet	 J00235	J00207	J00274	J00236	J00283
Turquoise	 J00136	J00214	J00137	J00138	J00290
Bleu Perle	 J00139	J00215	J00140	J00141	J00291
Orange	 J00239	J00208	J00275	J00240	J00284
Rouge Porsche	 J00261	J00209	J00276	J00262	J00285
Noir	 J00263	J00210	J00277	J00264	J00286
Rose clair	 J00265	J00211	J00278	J00266	J00287
Jaune	 J00267	J00212	J00279	J00268	J00288
Ivoire	 J00142	J00213	J00143	J00144	J00289
Rose	 J00145	J00216	J00146	J00147	J00292

ENERGY CHAIN™

La chaînette la plus endurante




Longueur de bobine	4,70 m	4,70 m	4,70 m	4,70 m	4,70 m
Couleur					
Translucide	 J00293	J00295	J00297	J00299	J00301
Gris	 J00294	J00296	J00298	J00300	J00302

Produits fabriqués avec la même qualité de matériau que Energy Chain™ :

Fils élastomériques Energy Thread™

- Mêmes qualités de résistance à la fatigue que la chaînette Energy Chain™.
- Fil de surface de section pleine, ronde ou carrée entraîne une meilleure rétention du noeud
- Résiste à l'oxydation, aux odeurs et à l'humidité
- Utilisable pour les rotations, les rétractions, ...
- Sans Latex

Taille	Couleur	Unité de Vente	Référence
.025" (0.635mm), 7,5m	Translucide	1 bobine	J00386
.025" (0.635mm), 7,5m	Gris	1 bobine	J00387
.030" (0.762mm), 7,5m	Translucide	1 bobine	J00388
.030" (0.762mm), 7,5m	Gris	1 bobine	J00389
.018" x .018" (0.457mm x 0.457mm), 7,5m	Translucide	1 bobine	J00193
.018" x .018" (0.457mm x 0.457mm), 7,5m	Gris	1 bobine	J00195
.026" x .026" (0.660mm x 0.660mm), 7,5m	Translucide	1 bobine	J00194
.026" x .026" (0.660mm x 0.660mm), 7,5m	Gris	1 bobine	J00196



Ligatures Tough-O® Light

Tout comme les Tough-O® originaux, ces ligatures maintiennent un niveau de force plus élevé entre les visites par rapport aux ligatures standard, ce qui permet d'améliorer l'efficacité du traitement en améliorant l'expression de la prescription de gorge et en diminuant la distorsion du fil de l'arcade.

- Même qualité de matériau que Energy Chain™
- Étudiés pour une ligature aisée
- Déformation élastique réduite
- Grande rétention de force

Unité de Vente	Référence
30 sticks (20ligs/stick)	J00159



Dispositifs Médicaux de Classe IIa - CE 0483 - Réservés aux professionnels - Non remboursés par les organismes d'assurance santé - Merci de respecter les conditions d'utilisation présentes sur les étiquettes - 2024