

Zero Corrector™

Correcteur de Classe II & Classe III par Dr. Peri Colino



Appareil de conception anatomique optimisée, en harmonie avec l'anatomie naturelle du patient, plutôt que contre elle.

Crochet profilé pour l'engagement d'élastique

Force dimensionnelle optimale pour tout traitement

Conception furtive pour une apparence esthétique

Crochet intégré. Étend les options de traitement

Barre à profil réduit pour le confort du patient

Base articulée pour la rotation et le redressement des molaires

Une base anatomique assure un ajustement et une adhésion supérieurs

Base à coller intégrant des plots en acier inoxydable

La forme papillon permet un positionnement précis et un retrait facile.

Compatible avec tout traitement par aligneurs ou appareils fixes

Ensemble Patient - 2 unités

Taille	UL/LR, UR/LL
18mm	Z02018
20mm	Z02020
23mm	Z02023
25mm	Z02026
27mm	Z02027
29mm	Z02029

Individuel - 1 unité

Taille	UL/LR	UR/LL
18mm	Z01118	Z01218
20mm	Z01120	Z01220
23mm	Z01123	Z01223
25mm	Z01125	Z01225
27mm	Z01127	Z01227
29mm	Z01129	Z01229

Kit d'introduction - 6 ensembles

1 ensemble de chaque taille KZ1000

Contient 1 paire de chaque taille : 18mm, 20mm, 23mm, 25mm, 27mm, 29mm

Zero Corrector™

Correcteur de Classe II & Classe III

par Dr. Peri Colino



Correction Occlusale de Classe II



Correction Occlusale de Classe III



Dr. Peri Colino Ph.D

Professeur honoraire à la Faculté de médecine dentaire de l'Université catholique de Murcie (UCAM).

Directeur du programme de master en orthopédie et médecine numérique de l'Université clinique de Murcie (UCAM), Malaga.

Doctorat en biomédecine avec la plus haute distinction (*Summa Cum Laude*).

«Master Degree» en orthodontie et orthopédie dento-faciale de l'université d'Alcalá de Henares (ITECO), avec la plus haute distinction.

«Master Degree» en recherche biomédicale de l'université d'Estrémadure.

Auteur de quatre ouvrages sur l'orthodontie : Ed. Ripano (2015, 2017, 2019), Ed. Grupo Asís (2024).

Célébrons une nouvelle ère dans le domaine de l'orthodontie fixe

ZERO Corrector est une marque déposée d'OrthoAmerica Holdings, LLC. © 2026 OrthoAmerica Holdings, LLC.

Dispositifs Médicaux de Classe IIa • CE 0483 - Réservé aux professionnels • Non remboursés par les organismes d'assurance santé • Merci de respecter les conditions d'utilisation présentes sur les étiquettes • 2026

RMO® Europe • 300, rue Geiler de Kaysersberg 67400 Illkirch-Grattenstadt • France
www.rmoeurope.com • T +33 3 88 40 67 30 E info@rmoeurope.com

Scannez pour commander
vos produits RMO® préférés
sur www.rmoeurope.com



02_2026

RMO®