









## ENERGY CHAIN™ F.M. Ringlet

Surpasse toutes les autres chaînettes élastiques grâce à des forces légères et régulières.

### NOUVELLE TAILLE 2020

- Formule unique et brevetée
- Développe une force légère et continue
- Testée cliniquement
- Permet d'augmenter les intervalles entre les remplacements
- Résistance exceptionnelle à l'élongation pour une efficacité permanente
- Résistante à la coloration
- Sans latex, sans odeur
- Large gamme de couleurs

	Serré	NEW Adjoint	Intermédiaire	Moyen	Grand
Taille des anneaux					
Espace entre les anneaux	Petit Fermé	Petit Accolé	Petit 1 mm	Petit 1,2 mm	Grand 1,2 mm
Centre à centre	2,8 mm	3 mm	3,8 mm	4 mm	5,1 mm
Longueur de bobine	4 m	4 m	4,70 m	4,70 m	4,70 m
<b>Couleur</b>					
Translucide		ECM0693	ECM0650	ECM0691	ECM0692
Gris		ECM0698	ECM0660	ECM0696	ECM0697
Rouge		ECM0661	ECM0651	ECM0671	ECM0681
Bleu		ECM0662	ECM0652	ECM0672	ECM0682
Vert		ECM0663	ECM0653	ECM0673	ECM0683
Violet		ECM0664	ECM0654	ECM0674	ECM0684
Orange		ECM0665	ECM0655	ECM0675	ECM0685
Rouge Porsche		ECM0666	ECM0656	ECM0676	ECM0686
Noir		ECM0667	ECM0657	ECM0677	ECM0687
Rose clair		ECM0668	ECM0658	ECM0678	ECM0688
Jaune		ECM0669	ECM0659	ECM0679	ECM0689
Ivoire		ECM0620	ECM0621	ECM0622	ECM0623
Turquoise		ECM0624	ECM0625	ECM0626	ECM0627
Bleu Perle		ECM0628	ECM0629	ECM0630	ECM0631
Rose		ECM0632	ECM0633	ECM0634	ECM0635



Dispositifs Médicaux de Classe IIa - CE 0483 - Réservé aux professionnels - Non remboursés par les organismes d'assurance santé - Merci de respecter les conditions d'utilisation présentes sur les étiquettes - 2022