

RMO®

Est 1935

PRINTEMPS
2025

Ligatures

PANACHAGE POSSIBLE

**10 paquets
achetés,
+1
GRATUIT***

Les ligatures RMO® sont fabriquées avec précision pour une attache efficace et prévisible, quelle que soit la philosophie du traitement.

- Extensibilité et rebond exceptionnels
- Résistance au déchirement
- Résistance élevée aux taches
- Absorbent très peu d'eau
- Disponibles en 22 couleurs vives

Couleur	Réf.	Couleur	Réf.
Translucide	J00345	Noir	J00361
Gris	J00350	Blanc	J00360
Argent	J00359	Perle	J00337
Violet	J00344	Bleu perle	J00338
Rose	J00357	Bleu ciel	J00347
Rose clair	J00356	Bleu marine	J00349
Rose vif	J00341	Bleu	J00351
Rouge	J00355	Turquoise	J00352
Rouge Porsche	J00343	Vert	J00354
Orange	J00348	Vert vif	J00342
Jaune	J00340	Or	J00358

Disponible en tiges de 10 ligatures.
Chaque ligature a un diamètre extérieur de 3,07 mm. 100 tiges par boîte.

**34,26 € TTC
la boîte**



PANACHAGE POSSIBLE

**6 bobines
achetés,
+1
GRATUITE***

Super Résistante, Exclusivité RMO®, Energy Thread™

Utilisant le même matériau que notre Energy Chain™, Energy Thread™ est proposé en deux tailles de section carrée. La configuration carrée se noue solidement, éliminant le glissement commun du nœud aux fils ronds. Bobine de 7,6m.

Couleur	.018" x .018"	.026" x .026"
Transparent	J00193	J00194
Gris	J00195	J00196

**50,70 € TTC
la bobine**

* Offre valable du 15 Mars au 31 Mai 2025 sur produits équivalents présentés. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Energy Pak™ Elastiques de précision

Les élastiques intra-oraux personnalisés Energy Pak™ de RMO® sont fabriqués avec précision pour un déplacement efficace et prévisible des dents.

- Tubes en latex de qualité chirurgicale supérieure
- Prescriptions parfaites avec 23 combinaisons de diamètres et de forces

100 élastiques/sachet ; 50 sachets/boîte

58,26 € TTC
la boîte

Valeurs de force basées sur l'extension des élastiques à 3x le diamètre passif.
Norme ISO 21606 pour l'évaluation des performances.



PANACHAGE POSSIBLE
6 boîtes
achetées,
+1
GRATUITE*



Taille		○ 1/8"	○ 3/16"	○ 1/4"	○ 5/16"	○ 3/8"
Light	Force 2 oz.	 parachute J01100	 hang glider J01101	 balloon J01102	 dirigible J01103	 helicopter J01104
Medium	3 oz.		 motor home J01111	 truck J01112	 train J01113	 monorail J01114
Heavy	3.5 oz.	 surfboard J01120	 canoe J01121	 sailboat J01122	 speedboat J01123	 submarine J01124
MEILLEURE VENTE Heavy Plus	4.5 oz.		 motorcycle J01131	 racecar J01132	 car J01133	 snowmobile J01134
Extra Heavy	5 oz.	 jumprope J01140	 skateboard J01141	 unicycle J01142	 bicycle J01143	 jogging J01144




QR Code RMO

Commandez 6 boîtes d'élastiques Energy Pak™ et obtenez-en 1 GRATUITE* !

* Offre valable du 15 Mars au 31 Mai 2025 sur produits équivalents présentés. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Energy Chain™, Exclusivité RMO®

Energy Chain™ est le leader incontesté parmi toutes les marques de chaînettes élastiques. Des chercheurs universitaires et cliniques ont démontré que RMO® Energy Chain™ surpasse systématiquement toutes les autres chaînettes élastiques.



Energy Chain™ conserve un pourcentage plus élevé de force initiale que les leaders de l'industrie.†

■ Force initiale (en grammes)
 ▨ Force restante à 5 semaines (en grammes)

† Des études montrent que les matériaux des chaînettes concurrentes perdent 50 % de leur force initiale après 72 heures ou moins, alors qu'Energy Chain™ conserve plus de 80 % de sa force initiale après 5 semaines.



PANACHAGE POSSIBLE
10 bobines achetées, +1 GRATUITE*
25 bobines achetées, +3 GRATUITES*

Bobines 2.3m

58,08 € TTC la bobine



Bobines 4.7m

112,80 € TTC la bobine

Taille des anneaux	Petit	Petit	Petit	Petit	Grand
Espace entre les anneaux	Serré	Adjoint	Interméd.	Moyen	Grand
Centre à centre	2.8 mm	3.0 mm	3.8 mm	4.0 mm	5.1 mm
Translucide	J00120	J00202	J00269	J00121	J00122
Gris	J00166	J00203	J00270	J00167	J00168
Bleu	J00223	J00205	J00271	J00224	J00281
Vert	J00227	J00206	J00272	J00228	J00282
Rouge	J00231	J00204	J00273	J00232	J00280
Violet	J00235	J00207	J00274	J00236	J00283
Turquoise	J00136	J00214	J00137	J00138	J00290
Bleu Perle	J00139	J00215	J00140	J00141	J00291
Orange	J00239	J00208	J00275	J00240	J00284
Rouge Porsche	J00261	J00209	J00276	J00262	J00285
Noir	J00263	J00210	J00277	J00264	J00286
Rose clair	J00265	J00211	J00278	J00266	J00287
Jaune	J00267	J00212	J00279	J00268	J00288
Ivoire	J00142	J00213	J00143	J00144	J00289
Rose	J00145	J00216	J00146	J00147	J00292


Translucide	J00293	J00295	J00297	J00299	J00301
Gris	J00294	J00296	J00298	J00300	J00302

* Offre valable du 15 Mars au 31 Mai 2025 sur produits équivalents présentés. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

10 kits
achetés,
+1
GRATUIT*

Brackets FLI® Twin

Prescriptions les plus courantes



Brackets FLI® Twin RMO® : Moulage MIM de haute qualité

Les contours lisses et arrondis des Brackets FLI® Twin assurent un véritable confort et esthétique au patient. Le système FLI® Twin Bracket est doté d'un système d'identification des quadrants de couleur et de bases spécifiques aux dents pour améliorer l'efficacité du collage et réduire le temps passé au fauteuil. Les bords de gorges sont chanfreinés afin de permettre des changements de fils rapides et faciles.

Roth - Kits

	.018	.022
Roth FLI Twin 5-5, sans crochet		KM05400
Roth FLI Twin 5-5, crochets sur 3	KM05301	KM05401
Roth FLI Twin 5-5, crochets sur 3-4-5	KM05302	KM05402
Roth FLI Twin 5-5, base décalée avec crochets sur 3-4-5	KM05305	KM05405

MBT - Kits

	.018	.022
MBT FLI Twin 5-5, sans crochet	KM05000	KM05100
MBT FLI Twin 5-5, crochets sur 3	KM05001	KM05101
MBT FLI Twin 5-5, crochets sur 3-4-5	KM05002	KM05102
MBT FLI Twin 5-5, base décalée avec crochets sur 3-4-5	KM05005	KM05105

Bioprogressive® - Kits

	.018	.022
Bio.® FLI Twin 5-5, sans crochet	KM05200	KM05300
Bio.® FLI Twin 5-5, crochets sur 3	KM05201	KM05301
Bio.® FLI Twin 5-5, crochets sur 3-4-5	KM05202	KM05302
Bio.® FLI Twin 5-5, base décalée avec crochets sur 3-4-5		KM05305

La prescription FLI® TWIN MBT est la version RMO de la prescription McLaughlin, Bennett et Trevisi.

Toute prescription
52,14 € TTC / Kit



Associez les brackets FLI® Twin avec notre gamme de tubes FLI® pour un traitement complet et discret en toute confiance.


* Offre valable du 15 Mars au 31 Mai 2025 sur produits équivalents présentés. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Alpine SL®

Brackets auto-ligaturants

PANACHAGE POSSIBLE

10 kits
achetés,
+1
GRATUIT*



Brackets Alpine SL® : Le clip exclusif en NiTi résiste aux déformations

L'Alpine SL® peut être utilisée dans des phases de traitement passives, interactives ou actives, permettant un contrôle des mouvements dentaires tout au long du traitement. Les ailettes permettent une ligature optionnelle avec chaînettes ou ligatures élastomériques. La base profilée de L'Alpine SL® permet un ajustement anatomique de la dent et un meilleur contrôle.

Toute prescription 150,84 € TTC / Kit

Prescription	.018	.022
Roth Fil droit préajusté - Kits Roth Alpine SL® 5-5, crochets sur 3-4-5		KM22402
MBT - Kits MBT Alpine SL® 5-5, crochets sur 3-4-5		KM22102
Bioprogressive® Brachy-facial - Kits Bioprogressive® Alpine SL® 5-5, crochets sur 3	KM22201	
Bioprogressive® Meso-facial - Kits Bioprogressive® Alpine SL® 5-5, crochets sur 3	KM22251	
Bioprogressive® Dolicho-facial - Kits Bioprogressive® Alpine SL® 5-5, crochets sur 3	KM22261	

Brevets Alpine SL® : US20130260329A1, 8,636,507 et 10,603,138

OFFRE BONUS

GRATUIT !
Instrument offert
d'une valeur de 21,96 € TTC!
pour l'achat de 10 kits ou +



- Spécialement conçu pour une ouverture efficace et sûre du clip Niti du bracket
- Manche confortable et antidérapant

Réf: T00521

* Offre valable du 15 Mars au 31 Mai 2025 sur produits équivalents présentés. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Visitez www.rmoeurope.com pour découvrir tous nos produits

PANACHAGE POSSIBLE

100 bagues
achetées,
+10
GRATUITES*

Bagues présoudées TruForm RMO®

Disponible dans les prescriptions les plus courantes



Ajustement anatomique de qualité et finition polie

Le processus de fabrication exclusif de RMO® et sa matière première trempée spécifiquement permettent d'obtenir une plus grande propriété d'encliquetage. Les bagues RMO comportent des bords occlusaux arrondis pour maximiser la force de collage et contrôler l'excès de matériau.

OFFRE SPÉCIALE

Achetez 100 bagues avec tubes pré-soudés
Obtenez 10 bagues GRATUITES - Aucune limite !

Options Bagues

Bicuspidés/molaires. 2,76 € TTC

Options Tube

Tube Simple 5,08 € TTC

Tube Double..... 6,50 € TTC

Tube Triple..... 6,90 € TTC

Options supplémentaires

Sheath4,11 € TTC

Cleat..... 0,75 € TTC

**Les prix sont pour une soudure standard, les prix peuvent varier en fonction des options de pré-soudure choisies.*



Appelez-nous au +33 (0)3 88 40 67 30 pour commander vos bagues présoudées. Notre service clientèle est à votre disposition peut répondre à toutes vos questions.

Renseignez-vous sur notre **service de soudage sur-mesure !**


* Offre valable du 15 Mars au 31 Mai 2025 sur produits équivalents présentés. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Tubes à coller FLI®

Système de tube "Low-profile"

PANACHAGE POSSIBLE

**10 sachets
achetés,
+1
GRATUIT***



Conçu pour le confort du patient et la facilité d'utilisation

Les tubes buccaux FLI® sont des pièces de précision en acier inoxydable moulées par injection (MIM), brasées à une base de collage anatomique en maille de 80 pour une adhésion fiable. Le profil ultra bas et l'orientation gingivale du tube permettent de minimiser les effets de l'occlusion. Les tubes FLI® de RMO® restent en place pendant toute la durée du traitement.

Longueur	Dent	Torque	Rotation	.018		.022	
				Droite	Gauche	Droite	Gauche
Long 4.5mm	U6	- 14°	14° D	A08200	A08201	A08202	A08203
	U6	- 14°	10° D	A08562	A08563	A08566	A08567
	U6	- 10°	0°	A08730	A08731	A08734	A08735
Medium 3.5mm	U7	- 14°	14° D	A08204	A08205	A08206	A08207
	U7	- 14°	10° D	A08564	A08565	A08568	A08569
	U7	- 10°	0°	A08732	A08733	A08736	A08737
Mini 2.5mm	U7	- 14°	0°	A08804	A08805	A08810	A08811
	U7	- 10°	0°	A08802	A08803	A08808	A08809
	U7	0°	0°	A08800	A08801	A08806	A08807
Long 4.5mm	L6	- 30°	4° D	A08208	A08209	A08210	A08211
	L6	- 25°	0°	A08740	A08741	A08744	A08745
	L6	- 20°	0°	A08572	A08573	A08576	A08577
Medium 3.5mm	L7	- 30°	4° D	A08212	A08213	A08214	A08215
	L7	- 25°	0°	A08742	A08743	A08746	A08747
	L7	- 10°	0°	A08574	A08575	A08578	A08579
Mini 2.5mm	L7	- 25°	0°	A08816	A08817	A08822	A08823
	L7	- 14°	0°	A08814	A08815	A08820	A08821
	L7	0°	0°	A08812	A08813	A08818	A08819



Long
4.5mm



Medium
3.5mm



Mini
2.5mm

10 tubes par sachet

Scannez pour
une sélection
complète
de tubes
buccaux.



Toute prescription
49,68 € TTC / sachet

* Offre valable du 15 Mars au 31 Mai 2025 sur produits équivalents présentés. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Visitez www.rmoeurope.com pour découvrir tous nos produits

10 mini-vis
achetées,
+1
GRATUITE*

Système exclusif RMO® Mini-vis Dual-Top

Ancrage temporaire conçu avec précision pour une planification souple et efficace du traitement

Les Mini-vis Dual-Top améliorent considérablement les possibilités de traitement et vous apportent de nombreuses possibilités biomécaniques. Les Mini-vis peuvent être posées au fauteuil par le praticien et mises en charge immédiatement.

Auto-forantes et Auto-taraudantes, leur mise en place est aisée et rapide.

- Auto-forant et auto-taraudant
- Aucun perçage ou pré-incision, pas de recouvrement nécessaire
- 100% biocompatible - alliage Titane
- Insertion & retrait au fauteuil
- Peu épais de profil, confortable pour le patient
- Élimine les questions de coopération du patient


Alliage de titane biocompatible de qualité chirurgicale

Filet à contrefort inversé pour un ancrage sûr

Le col surdimensionné empêche la croissance excessive des tissus.

La tige transmuqueuse supérieure lisse empêche l'adhésion des tissus mous.

L'embout cannelé auto-forant assure une mise en place sûre et sécurisée au fauteuil, sans qu'il soit nécessaire de percer les tissus ou de procéder à un pré-perçage.



Diamètre Longueur

Tête Bouton

Tête Bracket

Tête Cruciforme

Tête Cruciforme avec collerette

Tête Lisse avec collerette

Diamètre Longueur JS pour Topjet

1.4mm	6mm	ECG0111	ECG0311	ECG0211	ECG0511	
	8mm	ECG0112	ECG0312	ECG0212	ECG0512	ECG0612
	10mm				ECG0520	
1.6mm	6mm	ECG0113	ECG0313	ECG0213	ECG0513	
	8mm	ECG0114	ECG0314	ECG0214	ECG0514	ECG0614
	10mm	ECG0115	ECG0315	ECG0215	ECG0515	ECG0615
	12mm				ECG0519	
2.0mm	6mm	ECG0116	ECG0316	ECG0216	ECG0516	
	8mm	ECG0117	ECG0317	ECG0217	ECG0517	
	10mm	ECG0118	ECG0318	ECG0218	ECG0518	

2.0mm	10mm	ECG0700
	12mm	ECG0701
	14mm	ECG0702
2.5mm	16mm	ECG0706
	12mm	ECG0703
	14mm	ECG0704
16mm	ECG0705	

OPTION

+S

Version Stérile

Les références des Mini-vis en **ORANGE** dans le tableau ci-dessus sont disponibles en version stérile.

Elles peuvent être commandées en ajoutant simplement le suffixe **-S** à la fin de la référence d'origine.

Non Stérile
57,00 € TTC / pièce

Stérile
66,00 € TTC / pièce

* Offre valable du 15 Mars au 31 Mai 2025 sur produits équivalents présentés. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Ressorts Tad XPress™ SE NiTi avec Œillets

- Œillets de plus grand diamètre conçus pour s'adapter directement aux minivis Dual-Top RMO® Top (TAD).
- Ressorts hélicoïdaux superélastiques XPress™ SE en nickel-titane avec œillets d'engagement en acier inoxydable.



Ressorts d'extension TAD avec grands œillets
Fil x diamètre interne :
.010" x .030"

76,62 € TTC
le sachet de 10

Longueur Passive	Référence
7mm	G00304
9mm	G00301
12mm	G00302
15mm	G00303



La longueur passive indique la distance entre le centre des œillets.

10 sachets achetés, +1 GRATUIT*



Ressorts hélicoïdaux TAD NiTi avec œillets ovales
Fil x diamètre interne :
.010" x .030"

76,62 € TTC
le sachet de 10

Longueur Passive	Référence
8mm	G00305
10mm	G00306
12mm	G00307

Tournevis

- La pression manuelle permet des sensations tactiles maximales
- Compatible avec toutes les Mini-vis RMO®
- Tige courte pour le contre-angle

Embouts supplémentaires nécessaires pour les Tournevis à main et le tournevis Orthonia

ECONOMISEZ

36€
TTC

144 € TTC*
le Tournevis

Prix habituel 180 € TTC

ECONOMISEZ

210€
TTC

840 € TTC*
le Tournevis

Prix habituel 1050 € TTC



Tournevis
Réf: ECG0232



Tournevis Contre-Angle
Réf: ECG0233

Contre-angle digital électrique sans fil



Bouton de commande (B)

On/Off, Selection du Torque

Sens de Rotation

Selection de la Vitesse

Ecran LED

Tours par Minute
Sens de Rotation

Valeur du Torque

Indicateur de Batterie
Calibration

Bouton de commande (A)

Tournevis

Type de Batterie	Li-polymère
Capacité de la Batterie	7.4V DC / 360 mAh
Vitesse	15, 30, 45, 60 RPM±10%
Torque	5,10, 15, 20, 25, 30, 35N cm ±10%
Dimension	30 x 28 x 200mm
Poids	150g

- Panneau de commande à boutons-poussoirs et écran LCD facile à utiliser
- Lorsque la valeur du torque est supérieure à celle définie, l'appareil s'arrête
- Rotation inversée pour un retrait sûr et efficace de la mini-vis ou de l'implant

Réf: ECG0240

ECONOMISEZ

150€
TTC


1458 € TTC*
le Tournevis

Prix habituel 1608 € TTC

* Offre valable du 15 Mars au 31 Mai 2025 sur produits équivalents présentés. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

PANACHAGE POSSIBLE

**10 sachets
achetés,
+1
GRATUIT***



Porte-empreintes jetables First Impression™ Rim-Lock

Plastique moulé par injection. Technologie Rim-Lock intégrée et perforations pour maximiser la rétention de l'alginate et la précision de l'empreinte. La poignée ergonomique permet une bonne prise en main pendant la mise en place et le retrait.

Taille / Couleur	Maxillaire	Mandibulaire
Petit / Violet	FIDT U10	FIDT L10
Moyen / Rose	FIDT U12	FIDT L12
Grand / Bleu	FIDT U14	FIDT L14
Très Grand / Vert	FIDT U16	FIDT L16

- Disponible en 4 tailles
- Vendus en sacs pratiques de 25 porte-empreintes par taille, supérieurs ou inférieurs.

44,58 € TTC
le sachet de 25

Marqueurs d'arc jetables



**10 boîtes
achetées,
+1
GRATUITE***

RMO® propose des marqueurs d'arcs à pointe de cire pour indiquer la position de plicature, boucles et ressorts. La cheville en bois naturel ne fléchit pas, ce qui permet un marquage précis. La pointe en cire est d'un rouge brillant.

- 100% fabriqué aux États-Unis
- 100 marqueurs par boîte

Référence : J00095

29,82 € TTC
la boîte de 100

**10 boîtes
achetées,
+1
GRATUITE***



Extracteur de gouttières Orthodontiques

- L'anneau de traction permet de retirer les aligneurs rapidement et facilement
- Conditionnés par 10



Description	Références
Blanc	J00554
Assortiment	J00564

17,16 € TTC
la boîte de 10

* Offre valable du 15 Mars au 31 Mai 2025 sur produits équivalents présentés. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Ressorts hélicoïdaux RMO® en Nickel Titane Superélastique

PANACHAGE POSSIBLE

**10 produits
achetés,
+1
GRATUIT***

- Le NiTi enroulé avec précision fournit une force constante
- Facile à couper à la longueur désirée au fauteuil
- Configurations variées pour des applications cliniques spécifiques
- Emballage pratique



Ressort Ouvert

Fil x Diamètre Interne	Tube de 3 x 7"	Bobine de 21"
.010" x .030"	F00300	F00350
.012" x .030"	F00301	F00351
.012" x .045"	F00302	F00352

49,14 € TTC
Tube ou Bobine



Ressort de Distalisation

Fil x Diamètre Interne	Tube de 3 x 7"	Bobine de 21"
.010" x .045"	F00340	F00355

49,14 € TTC
Tube ou Bobine



Ressort fermé avec Œillets

Fil x Diamètre Interne	9mm	12mm
.010" x .030"	F00320	F00321
.011" x .030"	F00322	F00323
.012" x .030"	F00324	F00325

66,54 € TTC
le sachet de 10

Crochets et Stops

- Crochets de précision en acier inoxydable moulés par injection de métal (MIM) pour les modèles à coulisser ou à sertir
- Butées et crochets à paroi ouverte conçus pour un sertissage sûr des arcs rectangulaires et carrés jusqu'à 0,021" x 0,025".



A00139



A00138



A00137



A00140 pour gorge .018"
A00141 pour gorge .022"



A00142 pour gorge .018"
A00143 pour gorge .022"

41,16 € TTC
le sachet de 10

Stops Damon™ Style

- Acier inoxydable parfaitement trempé pour faciliter le sertissage et éliminer la migration de l'arc.
- L'intérieur mécaniquement rugueux saisit solidement le fil une fois serti.



Taille et Description	Taille des fils	Référence
Petit (Rond)	.012" to .020"	A00135
Grand(Rectangulaire)	de .016" x .016" à 019" x .025"	A00136

54,84 € TTC
le sachet de 50

Damon™ est une marque déposée d'Ormco Corporation.

* Offre valable du 15 Mars au 31 Mai 2025 sur produits équivalents présentés. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Visitez www.rmoeurope.com pour découvrir tous nos produits

**10 sachets
achetés,
+1
GRATUIT***

Auxiliaires à Coller RMO®

Découvrez nos **NOUVEAUX** produits à coller !



Chaînette d'éruption

- En acier inoxydable
- Plaquée argent ou or
- Base mesh 80
- Chaînette réglable de 2 cm

Argent : A00310 - Par 5.....41,16€ TTC
Or : A00311 - Par 5.....41,16€ TTC



Guide d'occlusion

- Monobloc
- Permet la levée des supraclusions
- Permet l'avancement de la mandibule

A00317 - Par 10..... 18,54€ TTC



Correcteur de langue

- Base incurvée
- Aide à corriger l'habitude de poussée de la langue

A00318 - Par 10 18,54€ TTC



Bouton rond en céramique

- Idéal pour une utilisation avec des aligneurs ou des systèmes d'attaches esthétiques

A00321 - Par 1045,66€ TTC



Bouton lingual plastique

A03902 - Par 10 36,96€ TTC



Œillet à base rectangulaire

- Monobloc

A00314 - Par 10..... 18,54€ TTC



Œillet à base ronde

A00315 - Par 10 18,54€ TTC



Crochet de traction à base ronde

- Base mesh 80

A00316 - Par 10 18,54€ TTC



Scannez pour
commander vos
auxiliaires à coller sur
www.rmoeurope.com



Base ronde incurvée
A07916



Base rectangulaire
incurvée
A07918



Base ronde plate
A07917



Base rectangulaire
plate
A07919

Boutons

Boutons profilés en acier inoxydable.

- Base ronde ou rectangulaire
- Base de collage à contour plat ou incurvé
- Finition lisse avec bords arrondis pour le confort du patient

Par 10.....45,24€ TTC



Cleat lingual

- Acier inoxydable
- Profil bas
- Facilement ajustable

A00407 - Par 10 31,50€ TTC



Cleat lingual

- Profil bas réduisant les irritations

A07911 - Par 10 71,10€ TTC



Cleat/Lug (Debnam)

- Crochet mésial-distal
- Le crochet est plié dès la base pour l'accroche des élastiques.

A07910 - Par 10.....71,10€ TTC



Œillet

- pour ligatures métalliques et ligatures élastiques de petit diamètre

A07914 - Par 10.....34,20€ TTC


* Offre valable du 15 Mars au 31 Mai 2025 sur produits équivalents présentés. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Tongue Star™

Contrôle de la langue pour une correction rapide de l'occlusion antérieure et une fermeture rapide de l'occlusion latérale

PANACHAGE POSSIBLE

10 sachets
achetés,
+1
GRATUIT*



Tongue Star™ est conçu avec des contre-dépouilles sous les étoiles pour une seconde utilité en tant que bouton collable

Conçu pour le confort du patient et un conditionnement réflexe efficace, le Tongue Star™ comporte neuf protubérances légèrement pointues qui modifient les habitudes de poussée de la langue avec une sensation similaire à la pression de la langue sur du papier de verre.

A00400 - Sachet de 12

89,28 € TTC
le sachet de 12

BiTurbo2™ pour une correction rapide des supraclusions profondes

Rainure centrale pour le placement de l'instrument afin de faciliter le collage et la dépose.

Confort des extrémités bulbeuses, positionnement palatin esthétique invisible

Courbé pour le développement précoce du guide d'orientation antérieure de la voie neuronale et afin d'éviter l'interférence et meulage incisif, avec le réflexe d'ouverture.



Le BiTurbo2™ traite la malocclusion sévère et squelettique de la supraclusion profonde

- Augmente la dimension verticale
- Réduit l'hyperactivité musculaire, la para fonction, le guidage antérieur des incisives inférieures
- Prévient les interférences antérieures lors du meulage vers l'avant

A00402 - Sachet de 10

Tongue Star™ et BiTurbo™ sont des marques déposées de JV (Dr. John Voudouris).



Le guidage antérieur est produit par la conception incurvée du BiTurbo2™.

89,28 € TTC
le sachet de 10

* Offre valable du 15 Mars au 31 Mai 2025 sur produits équivalents présentés. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Nouveaux instruments de la gamme APEX®

Sélection de pinces coupantes APEX® 106,98€ TTC / Pièce Gamme de fils Référence

	Pincès à Couper Distale <ul style="list-style-type: none"> • Idéale pour couper les fils dans la bouche du patient • Cisaille et maintient le fil de l'arc à moins de 0,5 mm du tube buccal 	jusqu'à .021" x .025" Rectangulaire	T00550
	Pincès à Couper les Arcs <ul style="list-style-type: none"> • Les bords extra-forts en font l'une des pinces les plus populaires • Angle de coupe de 15° pour un accès intra-oral facile • Possibilité de couper les ligatures à la pointe 	jusqu'à .022" x .028" Rectangulaire Fil dur	T00553A
	Pincès à Couper les Ligatures <ul style="list-style-type: none"> • Façade concave pour une vision optimale lors de la coupe • Acier inoxydable et fil Elgiloy® uniquement 	jusqu'à .015"	T00552

Selection de Pincès à former les fils APEX® 93,24€ TTC / Pièce Gamme de fils Référence

	Pince Bec d'Oiseau <ul style="list-style-type: none"> • Pince polyvalente pour le pliage de fils lourds • Les becs ronds et pyramidaux sont lisses pour éviter le rainurage du fil • Taille des pointes : 0,085 mm rondes et carrées 	jusqu'à .022" x .028" Rectangulaire	T00138
	Pince à Former les Baïonnettes <ul style="list-style-type: none"> • Extensions mésiales et distales pour former des baïonnettes vers la droite et la gauche, vers le côté occlusal et gingival 	Jusqu'à une taille de fil rectangulaire max. .022" x .028"	.5mm: T00132 1mm: T00134
	Pincès à Torque (Tweed Style) <ul style="list-style-type: none"> • Idéal pour former des arcs carrés et rectangulaires • Forme des décalages et coudes à 90° sur tous les types de fils cintrés 	Jusqu'à .021" x .025"	T00442
	Pincès à 3 Becs <ul style="list-style-type: none"> • Pointes de précision pour un ajustement et un contour précis du fil et de la boucle • Joint de boîte 	Jusqu'à .022" x .028" Rectangulaire	T00201
	Pincès pour Crochets à Sertir <ul style="list-style-type: none"> • Pour fixer solidement les crochets sertissables aux fils d'arcs avec une pression minimale 		T00130

Pincès à Déposer les Brackets APEX® 106,98€ TTC / Pièce Référence


	Pince droite <ul style="list-style-type: none"> • Se coince entre la base et la surface de la dent pour détacher pratiquement sans contrainte. • Les embouts diamantés affinés fonctionnent sur tous les types de brackets. 		T00546
	Pince angulée <ul style="list-style-type: none"> • Retire rapidement en toute sécurité les brackets en collage direct • Les embouts de précision inclinés permettent de retirer facilement les brackets et l'excédent de matériau de collage. 		T00545

Les pinces à plier et à former le fil métallique sont dotées d'inserts en acier trempé pour des performances optimales.

* Offre valable du 15 Mars au 31 Mai 2025 sur produits équivalents présentés. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Nouveaux instruments d'amélioration d'aligneurs APEX®

Ajoutez rapidement
et efficacement
les caractéristiques
souhaitées dans
n'importe quel aligneur
pour mieux contrôler
les corrections.



Pince Tongue Star™ - T00577

Pour l'installation de l'accessoire fixe
Tongue Star™ (réf. A00400) sur la partie
linguale des aligneurs.


Brevet: #015005882-0001

Acier inoxydable
de qualité
chirurgicale

Poignées
ergonomiques


TAILLE
RÉELLE

93,24 € TTC
Pièce




Pince à Poinçon Rond - T00571

Ajoute un relief autour d'un
bouton collé ou d'un bracket.




Pince à Poinçon Larme - T00572

Ajoute un crochet à élastiques.



Pince à Indentation Horizontale - T00573

Indentation pour l'ajout de torque.




Pince à Indentation Verticale - T00574

Ajoute une indentation mésiale
ou distale pour la surcorrection de la
rotation.



Pince à Effacement - T00576

Ramène la surface de l'aligneur
à sa forme d'origine.



Pince à Point de Rétention - T00575

Ajoute un relief rond pour atteindre la
rétention souhaitée.

PANACHAGE POSSIBLE

10 appareils
achetés,
+1
GRATUIT*

Systeme Multi-Family®

Education Fonctionnelle

MULTI-S® : Multi Start



- Destiné aux enfants entre 4 et 8 ans
- Corrections des mauvaises habitudes et aide à l'alignement dentaire chez l'enfant
- Réduit les contraintes musculaires
- Intervient sur les problèmes de : déglutition, succion du pouce, malposition linguale, dysfonction masticatoire et reformage précoce de l'arcade

45,72 € TTC
l'unité

Référence : ECXS

MULTI-T2® : Multi Trainer




- Destiné aux enfants entre 6 et 12 ans
- Traitement des dysmorphoses dentaires et osseuses chez l'enfant
- Piste de propulsion pour libérer la croissance mandibulaire.
- Intervient sur les problèmes de : déglutition, succion du pouce, malposition linguale, dysfonction labiale et problèmes respiratoires

43,68 € TTC
l'unité

Référence : ECXT2

MULTI-TB® : Pour Brackets



- Destiné aux enfants et aux adultes à partir de 8 ans
- Facilite la croissance mandibulaire chez l'enfant et l'adulte pendant la phase de port des appareillages fixes
- Intervient sur le déverrouillage mandibulaire, le reformage de l'arcade, le placement de la langue dans le palais et la correction des milieux.
- Augmente l'efficacité des dispositifs fixes

45,72 € TTC
l'unité

Référence : ECXTB

MULTI-P2® & P2® Wide : Multi Possibility



- Destiné aux enfants entre 6 et 14 ans
- Traitement des malpositions dentaires chez l'enfant
- Piste de propulsion pour libérer la croissance mandibulaire
- Disponible en "low volume", "high volume", section molaire longue et courte
- Marquage au laser
- **Version Wide : Modèles élargis pour forme d'arcades ovoïdes**



67,68 € TTC
l'unité

MULTI-P2®

Taille	Sizer	Low Short	Low Long	High Short	High Long
35	Multi-P2® Sizer XPSIZER	XPNLS35	XPNLL35	XPNHS35	XPNHL35
40		XPNLS40	XPNLL40	XPNHS40	XPNHL40
45		XPNLS45	XPNLL45	XPNHS45	XPNHL45
50		XPNLS50	XPNLL50	XPNHS50	XPNHL50
55		XPNLS55	XPNLL55	XPNHS55	XPNHL55
60		XPNLS60	XPNLL60	XPNHS60	XPNHL60
65		XPNLS65	XPNLL65	XPNHS65	XPNHL65
70	XPNLS70	XPNLL70	XPNHS70	XPNHL70	

MULTI-P2® Wide

Taille	Sizer	Low Short	Low Long	High Short	High Long
35	Multi-P2® Sizer XPSIZER	XPWLS35	XPWLL35	XPWHS35	XPWHL35
40		XPWLS40	XPWLL40	XPWHS40	XPWHL40
45		XPWLS45	XPWLL45	XPWHS45	XPWHL45
50		XPWLS50	XPWLL50	XPWHS50	XPWHL50
55		XPWLS55	XPWLL55	XPWHS55	XPWHL55
60		XPWLS60	XPWLL60	XPWHS60	XPWHL60
65		XPWLS65	XPWLL65	XPWHS65	XPWHL65
70	XPWLS70	XPWLL70	XPWHS70	XPWHL70	

MULTI-DB® : Pour Supraclusion incisive



- Mêmes caractéristiques que Multi P2
- Destiné aux enfants entre 8 et 14 ans
- **Renfort en plastique dur pour supraclusion incisive**

78,36 € TTC
l'unité

MULTI-DB®

Taille	Sizer	Low Short	Low Long
35	Multi-P2® Sizer XPSIZER	XPNLS35R	XPNLL35R
40		XPNLS40R	XPNLL40R
45		XPNLS45R	XPNLL45R
50		XPNLS50R	XPNLL50R
55		XPNLS55R	XPNLL55R
60		XPNLS60R	XPNLL60R
65		XPNLS65R	XPNLL65R
70	XPNLS70R	XPNLL70R	

* Offre valable du 15 Mars au 31 Mai 2025 sur produits équivalents présentés. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.



RMO Europe
B.P. 20334
67411 Illkirch Cedex France
+33 (0)3 88 40 67 30
www.rmoeurope.com

APEX™, Energy Chain™, Energy Pak™, Energy Thread™ sont des marques commerciales d'OrthoAmerica, LLC. RMO® Rocky Mountain®, FLI®, Orthonol® et Synergy® sont des marques déposées d'OrthoAmerica, LLC. Copyright ©2025 OrthoAmerica, LLC.

Les produits présentés dans ce document sont des dispositifs médicaux de Classe I/CE, Classe IIa/CE 0483 ou Classe IIb/CE0120 - Réservés aux professionnels - Non remboursés par les organismes d'assurance santé - Merci de respecter les conditions d'utilisation - 2025