


RMO® Benchmark™ Series

Brackets et tubes buccaux

90 ans de solutions synergiques pour des résultats patients prévisibles

FLI® Twin

Conception MIM de précision,
Caractéristiques exceptionnelles



FLI® Clear M

Performance esthétique,
Monocristallin redéfini

Synergy®

Un contrôle polyvalent pour
chaque objectif de traitement




RMO® Benchmark™ Series
Tubes buccaux - Voir pages 18-21



EDITION DOM-TOM & SUISSE / OFFRES VALABLES JUSQU'AU 30 MARS 2025

Les brackets orthodontiques **RMO® Benchmark™ Series** représentent ce qui se fait de mieux en matière de qualité, d'esthétique, de régularité et de fiabilité.

**RM QUIK-WING
EDGEWISE**



POSTERIOR
c. 1960


RMO a été le pionnier de l'évolution des brackets orthodontiques dès ses modestes débuts en 1935. En commençant par nos soudeuses orthodontiques par points de renommée mondiale, les matériaux des bagues en acier inoxydable et les brackets soudables dans de nombreuses variétés et configurations, RMO a mené l'industrie en matière d'innovation, de technologie et de philosophie de traitement au cours des décennies suivantes.

Chacun de nos systèmes de brackets uniques présente des caractéristiques brevetées qui nous différencient de nos concurrents de manière significative sur le plan clinique. Tous les brackets ne sont pas créés de la même manière. RMO a mis à profit ses nombreuses décennies d'expertise en matière de fabrication pour s'assurer que les performances, le confort du patient et l'esthétique soient également équilibrés. Produits à l'aide d'une technologie de pointe, nos procédés MIM (moulage par injection de métal) créent des brackets de qualité supérieure en utilisant de l'acier inoxydable de qualité chirurgicale pour une résistance, une durabilité et une hygiène sans compromis tout au long du traitement.

RM DIAL-A-WELD
c. 1965



**RM HEAVY TYPE
LONG TUBE**




c. 1960

Brasés sur nos bases en mailles de calibre 80 adaptées à l'anatomie, les brackets métalliques de la série Benchmark de RMO sont compatibles avec tous les adhésifs cliniquement éprouvés pour une longévité sur laquelle vous pouvez compter. Chacun de nos systèmes de brackets intègre des caractéristiques inhérentes qui les distinguent des autres systèmes de brackets

disponibles sur le marché actuel. Vous pouvez prendre connaissance de chacun de nos systèmes de brackets de la série Benchmark pour mieux reconnaître leurs éléments de conception uniques et déterminer le système qui convient le mieux à vos patients.

**"W" BRACKET
WITH PRECISION PIN**



c. 1960

RMO®
EST 1935

+33 (0)3 88 40 67 30 • sales@rmoeurope.com

Brackets RMO® Benchmark™ Series

Systèmes de brackets exclusifs dans les prescriptions les plus courantes



Prémolaires en option avec décalage gingival



FLI® Twin

- Conception mésiale-distale évasée et chanfreinée (FLI) pour une insertion simplifiée des fils
- Fabrication MIM de précision avec **une base de collage anatomique à mailles de calibre 80** pour un collage sûr
- Profil bas avec des bords lisses et arrondis pour maximiser le confort du patient
- Marquage quadrant en couleur et ID permanent pour une identification rapide et précise
- Le tracé central permet une orientation précise du bracket associée à son axe longitudinal
- Sa conception de torque dans la base permet un alignement optimal des gorges assurant une expression optimale du torque.

PRESCRIPTIONS: Roth, MBT™, & Ricketts® Original Bioprogressive

FLI® Clear M

- Les brackets monocristallins FLI Clear M offrent une pureté exceptionnelle et une résistance intégrale
- Esthétiquement attrayants et conviviaux pour le patient avec des bords profilés et une faible hauteur
- Ces brackets de qualité saphir sont des alternatives exceptionnelles aux brackets métalliques conventionnels sans compromettre les performances
- Tous les brackets FLI Clear M intègrent des bases couvertes de poudre d'oxyde d'alumine créant une adhésion mécanique fiable et forte, assurant l'endurance tout en permettant une dépose sûre et prévisible.

PRESCRIPTIONS: Roth, MBT™



Possibilités de contrôle individuel des dents



Synergy®

- La conception à trois ailettes permet des opportunités de contrôle individuel des dents, ce qui n'est pas possible avec les brackets doubles
- Les parois uniques arrondies de la gorge et de son plancher diminuent la friction et éliminent le "binding", maximisant ainsi la mécanique de glissement
- Le tracé central offre une orientation précise du bracket
- Quadrant de couleur et marquage d'identification permanent pour une identification rapide et précise
- Sa conception de torque dans la base permet un alignement optimal des gorges, ce qui garantit une expression optimale du torque.
- Fabrication MIM de précision avec **une base de collage anatomique à mailles de calibre 80** pour un collage sûr.

PRESCRIPTIONS: Roth, MBT™, Ricketts Variants, Bench, Std. Edgewise, Ricketts' Bioprogressive Classic, Ricketts® Bioprogressive® Original, Trimorphic Brachyfacial, Trimorphic Mesofacial and Trimorphic Dolichofacial


Bioprogressive, FLI, Ricketts, RMO et Synergy sont des marques déposées d'OrthoAmerica, LLC. Les versions RMO des systèmes Roth et MBT ne prétendent pas être une reproduction exacte d'un autre système, ni impliquer qu'elles sont approuvées par leurs docteurs respectifs. Roth est une marque de Roth Licensing LLC. MBT est une marque de 3M Unitek.

Brackets FLI® Twin


Précision de l'ingénierie pour la régularité de la gorge, éliminant tout affaissement d'ailette

Excellentes performances, meilleur rapport qualité-prix

Les contours lisses et arrondis assurent un meilleur confort au patient. Le Bracket FLI® Twin est doté d'un système d'identification de couleur des quadrants et de numéros des dents pour améliorer l'efficacité du collage et réduire le temps passé au fauteuil. Les entrées des gorges chanfreinées et évasées permettent des changements de fils rapides et faciles.



Fabriqué aux États-Unis par RMO



Scannez pour voir et commander notre gamme complète de **Brackets FLI® Twin**



La prescription FLI® TWIN MBT est la version RMO de la prescription McLaughlin, Bennett et Trevisi.

Brackets FLI® Twin

Prescription Roth

PANACHAGE POSSIBLE

-10%
à partir de 10
sachets achetés*

Prescription Roth - Brackets maxillaires

Dent	Torque	Angle	Rotation	Crochet	.018		.022	
					Droite	Gauche	Droite	Gauche
Centrales	12°	5°	0°		M05300	M05301	M05400	M05401
Latérales	8°	9°	0°		M05302	M05303	M05402	M05403
Canines	0°	11°	0°		M05304	M05305	M05404	M05405
	0°	11°	0°	Distal	M05306	M05307	M05406	M05407
Prémolaires	-7°	0°	0°		M05308		M05408	
	-7°	0°	0°	Distal	M05310	M05311	M05410	M05411
Base décalée	-7°	0°	0°		M05350		M05450	
	-7°	0°	0°	Distal	M05352	M05353	M05452	M05453



Prescription Roth - Brackets mandibulaires

Dent	Torque	Angle	Rotation	Crochet	.018		.022	
					Droite	Gauche	Droite	Gauche
Centrales/Latérales	-1°	2°	0°		M05320	M05321	M05420	M05421
Canines	-11°	5°	0°		M05324	M05325	M05424	M05425
	-11°	5°	0°	Distal	M05326	M05327	M05426	M05427
1ère Prémolaires	-17°	0°	0°		M05328	M05329	M05428	M05429
	-17°	0°	0°	Distal	M05330	M05331	M05430	M05431
Base décalée	-17°	0°	0°		M05360	M05361	M05460	M05461
	-17°	0°	0°	Distal	M05362	M05363	M05462	M05463
2ème Prémolaires	-22°	0°	0°		M05332	M05333	M05432	M05433
	-22°	0°	0°	Distal	M05334	M05335	M05434	M05435
Base décalée	-22°	0°	0°		M05364	M05365	M05464	M05465
	-22°	0°	0°	Distal	M05366	M05367	M05466	M05467



-10% à partir de 10 sachets achetés*

Sachet de 10 Brackets **21,70 € HT**

Kits Prescription Roth

Description	.018	.022
Roth FLI® Twin 5-5 sans crochet	KM05300	KM05400
Roth FLI® Twin 5-5 avec crochets sur 3	KM05301	KM05401
Roth FLI® Twin 5-5 avec crochets sur 3-4-5	KM05302	KM05402
Roth FLI® Twin 5-5 avec crochets sur 3 et base décalée sur 4-5	KM05305	KM05405

-10% à partir de 10 kits achetés*

Kit **43,45 € HT**

PANACHAGE POSSIBLE

-10%
à partir de 10
kits achetés*



Voir pages
18-21 pour notre
sélection de
**Tubes
buccaux**

* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Visitez www.rmoeurope.com pour découvrir tous nos produits

-10%à partir de 10
sachets achetés*

Brackets FLI® Twin

Prescription MBT

Prescription MBT - Brackets maxillaires



Dent	Torque	Angle	Crochet	.018		.022	
				Droite	Gauche	Droite	Gauche
Centrales	17°	4°		M05000	M05001	M05100	M05101
Latérales	10°	8°		M05002	M05003	M05102	M05103
Canines	-7°	8°		M05004	M05005	M05104	M05105
	-7°	8°	Distal	M05006	M05007	M05106	M05107
Prémolaires	-7°	0°		M05008		M05108	
	-7°	0°	Distal	M05010	M05011	M05110	M05111
Base décalée	-7°	0°		M05050		M05150	
	-7°	0°	Distal	M05052	M05053	M05152	M05153

Prescription MBT - Brackets mandibulaires



Dent	Torque	Angle	Crochet	.018		.022	
				Droite	Gauche	Droite	Gauche
Centrales/Latérales	-6°	0°		M05020		M05120	
Canines	-6°	3°		M05024	M05025	M05124	M05125
	-6°	3°	Distal	M05026	M05027	M05126	M05127
1ère Prémolaires	-12°	2°		M05028	M05029	M05128	M05129
	-12°	2°	Distal	M05030	M05031	M05130	M05131
Base décalée	-12°	2°		M05060	M05061	M05160	M05161
	-12°	2°	Distal	M05062	M05063	M05162	M05163
2ème Prémolaires	-17°	2°		M05032	M05033	M05132	M05133
	-17°	2°	Distal	M05034	M05035	M05134	M05135
Base décalée	-17°	2°		M05064	M05065	M05164	M05165
	-17°	2°	Distal	M05066	M05067	M05166	M05167

-10% à partir de 10 sachets achetés*Sachet de 10 Brackets **21,70€ HT****-10%**à partir de 10
kits achetés*

Kits Prescription MBT



Description	.018	.022
MBT FLI® Twin 5-5 sans crochet	KM05000	KM05100
MBT FLI® Twin 5-5 avec crochets sur 3	KM05001	KM05101
MBT FLI® Twin 5-5 avec crochets sur 3-4-5	KM05002	KM05102
MBT FLI® Twin 5-5 avec crochets sur 3 et base décalée sur 4-5	KM05005	KM05105

-10% à partir de 10 kits achetés*Kit **43,45 € HT**

* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Brackets FLI® Twin

Prescription Ricketts® Original Bioprogressive®

-10%
à partir de 10
sachets achetés*

Prescription Ricketts® Original Bioprogressive® – Brackets maxillaires

Dent	Torque	Angle	Crochet	.018	
				Droite	Gauche
Centrales	22°	0°		M05200	M05201
Latérales	14°	8°		M05202	M05203
Canines	7°	5°		M05204	M05205
	7°	5°	Distal	M05206	M05207
Prémolaires	0°	0°		M05208	
	0°	0°	Distal	M05210	M05211
Base décalée	0°	0°		M05250	
	0°	0°	Distal	M05252	M05253



Prescription Ricketts® Original Bioprogressive® – Brackets mandibulaires

Dent	Torque	Angle	Crochet	.018	
				Droite	Gauche
Centrales/Latérales	0°	0°		M05220	
Canines	7°	5°		M05224	M05225
	7°	5°	Distal	M05226	M05227
Prémolaires	0°	0°		M05208	
	0°	0°	Distal	M05211	M05210
Base décalée	0°	0°		M05250	
	0°	0°	Distal	M05253	M05252



-10% à partir de 10 sachets achetés*

Sachet de 10 Brackets **21,70 € HT**

Kits Prescription Ricketts® Original Bioprogressive®

Description	.018
Bioprogressive® FLI® Twin 5-5 sans crochet	KM05200
Bioprogressive® FLI® Twin 5-5 avec crochets sur 3	KM05201
Bioprogressive® FLI® Twin 5-5 avec crochets sur 3-4-5	KM05202

PANACHAGE POSSIBLE

-10%
à partir de 10
kits achetés*



-10% à partir de 10 kits achetés*

Kit **43,45 € HT**



Voir pages
18-21 pour notre
sélection de
**Tubes
buccaux**

* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.



Visitez www.rmoeurope.com pour découvrir tous nos produits

Brackets FLI® Clear M


Esthétique et performance personnalisées

Le choix clair en matière d'esthétique

- Les brackets monocristallins FLI® Clear M offrent une pureté exceptionnelle et une résistance intégrale.
- Esthétiquement attrayants et conviviaux pour le patient, avec des bords profilés et une faible hauteur de profil.
- Ces brackets de qualité saphir sont des alternatives remarquables aux brackets métalliques conventionnels sans compromettre les performances.
- Tous les brackets FLI® Clear M intègrent des bases de collage recouvertes de poudre d'oxyde d'alumine qui créent une adhésion mécanique fiable et forte, garantissant l'endurance tout en permettant un décollement sûr et prévisible.



PRESCRIPTIONS: Roth, MBT™
SLOT SIZE: .018 & .022



Guides d'orientation colorés

Chaque bracket FLI Clear M est équipé de guides d'orientation colorés amovibles permettant un positionnement précis sur l'axe long et le plan occlusal.

Brackets FLI® Clear M

Prescription Roth

PANACHAGE POSSIBLE

-10%

à partir de 10
sachets achetés*

Prescription Roth - Brackets maxillaires

Dent	Torque	Angle	Rotation	Crochet	.018		.022	
					Droite	Gauche	Droite	Gauche
Centrales	11°	5°	0°		Q27200	Q27201	Q27300	Q27301
Latérales	8°	9°	0°		Q27202	Q27203	Q27302	Q27303
Canines	-2°	8°	0°	Distal	Q27204	Q27205	Q27304	Q27305
Prémolaires	-7°	0°	0°		Q27206	Q27207	Q27306	Q27307
	-7°	0°	0°	Distal	Q27208	Q27209	Q27308	Q27309



Prescription Roth - Brackets mandibulaires

Dent	Torque	Angle	Rotation	Crochet	.018		.022	
					Droite	Gauche	Droite	Gauche
Centrales/Latérales	0°	0°	0°		Q27210		Q27310	
Canines	-11°	7°	0°	Distal	Q27211	Q27212	Q27311	Q27312
1ère Prémolaires	-17°	0°	0°		Q27213	Q27214	Q27313	Q27314
	-17°	0°	0°	Distal	Q27215	Q27216	Q27315	Q27316
2ème Prémolaires	-22°	0°	0°		Q27217	Q27218	Q27317	Q27318
	-22°	0°	0°	Distal	Q27219	Q27220	Q27319	Q27320



-10% à partir de 10 sachets achetés*

Sachet de 5 Brackets **32,75 € HT**

Kits Prescription Roth

Description	.018	.022
Roth FLI® Clear M 5-5 avec crochets sur 3	KQ27201	KQ27301
Roth FLI® Clear M 5-5 avec crochets sur 3-4-5	KQ27202	KQ27302

PANACHAGE POSSIBLE

-10%

à partir de 10
kits achetés*



-10% à partir de 10 kits achetés*

Kit **131,00 € HT**



Voir pages
18-21 pour notre
sélection de
**Tubes
buccaux**

* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Visitez www.rmoeurope.com pour découvrir tous nos produits

PANACHAGE POSSIBLE

-10%à partir de 10
sachets achetés*

Brackets FLI® Clear M

Prescription MBT

Prescription MBT - Brackets maxillaires



Dent	Torque	Angle	Rotation	Crochet	.018		.022	
					Droite	Gauche	Droite	Gauche
Centrales	17°	4°	0°		Q27400	Q27401	Q27500	Q27501
Latérales	10°	8°	0°		Q27402	Q27403	Q27502	Q27503
Canines	0°	8°	0°	Distal	Q27404	Q27405	Q27504	Q27505
Prémolaires	-7°	0°	0°		Q27406	Q27407	Q27506	Q27507
	-7°	0°	0°	Distal	Q27408	Q27409	Q27508	Q27509

Prescription MBT - Brackets mandibulaires



Dent	Torque	Angle	Rotation	Crochet	.018		.022	
					Droite	Gauche	Droite	Gauche
Centrales/Latérales	-6°	0°	0°		Q27410		Q27510	
Canines	0°	3°	0°	Distal	Q27411	Q27412	Q27511	Q27512
1ère Prémolaires	-12°	0°	0°		Q27413	Q27414	Q27513	Q27514
	-12°	0°	0°	Distal	Q27415	Q27416	Q27515	Q27516
2ème Prémolaires	-17°	0°	0°		Q27417	Q27418	Q27517	Q27518
	-17°	0°	0°	Distal	Q27419	Q27420	Q27519	Q27520

-10% à partir de 10 sachets achetés*Sachet de 5 Brackets **32,75 € HT**

PANACHAGE POSSIBLE

-10%à partir de 10
kits achetés*

Kits Prescription MBT

Description	.018	.022
MBT FLI® Clear M 5-5 avec crochets sur 3	KQ27401	KQ27501
MBT FLI® Clear M 5-5 avec crochets sur 3-4-5	KQ27402	KQ27502



Voir pages
18-21 pour notre
sélection de
**Tubes
buccaux**

-10% à partir de 10 kits achetés*Kit **131,00 € HT**

* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

RMO

+33 (0)3 88 40 67 30 • sales@rmoeurope.com

Exclusivité RMO[®]

Arcs Esthétiques GHOST[™]

PANACHAGE POSSIBLE

-10%

à partir de 10
sachets achetés*

Arcs esthétiques GHOST[™]

- Couche labiale de PTFE de couleur dentaire pour une durabilité maximale et une esthétique superbe
- Excellente compatibilité avec les brackets en céramique
- Performances et propriétés dimensionnelles identiques à celles d'un fil non revêtu



Revêtement sur la surface labiale uniquement

Les alliages Nickel Titanium sont des alliages à mémoire de forme.



		Standard (10)	PUREPAK (10)
GHOST [™] TRU-CHROME [®] Acier inoxydable	Rond	56,90 € HT	65,25 € HT
	Rectangulaire	57,30 € HT	65,70 € HT
GHOST [™] XPress [™] SE NiTi SuperÉlastique	Rond	67,55 € HT	75,95 € HT
	Rectangulaire	72,80 € HT	81,20 € HT

GHOST[™] XPress[™] SE NiTi SuperÉlastique

Natural Form

Taille	Maxillaire	Mandibulaire
0.012	W11AU012A	W11AL012A
0.014	W11AU014A	W11AL014A
0.016	W11AU016A	W11AL016A
0.018	W11AU018A	W11AL018A
.014 x .025	—	—
.016 x .016	W11AU1616A	W11AL1616A
.016 x .022	W11AU1622A	W11AL1622A
.017 x .025	W11AU1725A	W11AL1725A
.018 x .025	W11AU1825A	W11AL1825A
.019 x .025	W11AU1925A	W11AL1925A

Euro Form

Taille	Maxillaire	Mandibulaire
0.012	W11BU012A	W11BL012A
0.014	W11BU014A	W11BL014A
0.016	W11BU016A	W11BL016A
0.018	W11BU018A	W11BL018A
.014 x .025	—	—
.016 x .016	W11BU1616A	W11BL1616A
.016 x .022	W11BU1622A	W11BL1622A
.017 x .025	W11BU1725A	W11BL1725A
.018 x .025	W11BU1825A	W11BL1825A
.019 x .025	W11BU1925A	W11BL1925A

SL Form

Taille	Maxillaire	Mandibulaire
0.012	W11DU012A	W11DL012A
0.014	W11DU014A	W11DL014A
0.016	W11DU016A	W11DL016A
0.018	W11DU018A	W11DL018A
.014 x .025	W11DU1425A	W11DL1425A
.016 x .016	W11DU1616A	W11DL1616A
.016 x .022	W11DU1622A	W11DL1622A
.017 x .025	W11DU1725A	W11DL1725A
.018 x .025	W11DU1825A	W11DL1825A
.019 x .025	W11DU1925A	W11DL1925A

GHOST[™] TRU-CHROME[®] Acier Inoxydable

Natural Form

Taille	Maxillaire	Mandibulaire
0.014	W20AU014A	W20AL014A
0.016	W20AU016A	W20AL016A
0.018	W20AU018A	W20AL018A
.016 x .016	W20AU1616A	W20AL1616A
.016 x .022	W20AU1622A	W20AL1622A
.017 x .025	W20AU1725A	W20AL1725A
.018 x .025	W20AU1825A	W20AL1825A
.019 x .025	W20AU1925A	W20AL1925A

Les Arcs GHOST[™] peuvent être commandés avec l'option suivante en ajoutant simplement la lettre correspondante à la fin de la référence.

+P

PUREPAK - Paquet de 10

Les sachets autoclavables scellés individuellement empêchent toute contamination croisée potentielle et permettent une stérilisation au choix.

OPTIONS



* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.


Visitez www.rmoeurope.com pour découvrir tous nos produits

Brackets Synergy®


Des caractéristiques uniques pour un contrôle total

Le bracket le plus polyvalent de l'industrie

La conception à trois ailes offre plus d'options de traitement que les brackets doubles conventionnels, avec des caractéristiques supplémentaires qui réduisent considérablement la friction.



Fabriqué aux États-Unis par RMO



PRESCRIPTIONS: SWLF®, Roth, Bench, Std. Edgewise, Ricketts, Bioprogressive Classic, Ricketts® Bioprogressive® Original, Trimorphique Brachyfacial, Trimorphique Mésocfacial et Trimorphique Dolichofacial.



Scannez pour voir et commander notre gamme complète de **Brackets Synergy®**, incluant les prescriptions Ricketts !



Brackets Synergy®

Des caractéristiques uniques pour un contrôle total

La polyvalence du **Friction Selection Control® (FSC)** des brackets Synergy® permet un contrôle maximal dent par dent tout au long du traitement.



Rotation modérée
Pour un contrôle de la rotation



Rotation maximale
Pour un meilleur contrôle de la rotation



Contrôle conventionnel
Fournit un ancrage au moment et à l'endroit où vous en avez besoin



Friction réduite
Pour une meilleure mécanique de glissement



Contrôle maximal
Pour bloquer les dents en place pendant la finition

OFFRE BONUS

GRATUIT ! Organiseurs de cas offerts pour tout achat de 20 kits Synergy®

- Organiseurs de cas individuels spécifiques aux patients (blocs adhésifs)
- Paquet de 25

Réf: J00099 **47,95 € HT**



* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Visitez www.rmoeurope.com pour découvrir tous nos produits

-10%à partir de 10
sachets achetés*

Brackets Synergy®

Prescription Roth

Prescription Roth - Brackets maxillaires

Dent	Torque	Angle	Crochet	Crochet	.018		.022	
					Droite	Gauche	Droite	Gauche
 Centrales	12°	5°	0°		M02300	M02301	M02400	M02401
 Latérales	8°	9°	0°		M02302	M02303	M02402	M02403
	8°	9°	0°	Centré	M02316	M02317	M02416	M02417
 Canines	0°	11°	4° MO		M02304	M02305	M02404	M02405
	0°	11°	4° MO	Centré	M02306	M02307	M02406	M02407
 Prémolaires	-7°	0°	2° DO		M02308	M02309	M02408	M02409
	-7°	0°	2° DO	Centré	M02310	M02311	M02410	M02411
 Base décalée	-7°	0°	2° DO		M02348	M02349	M02448	M02449
	-7°	0°	2° DO	Centré	M02350	M02351	M02450	M02451

Prescription Roth - Brackets mandibulaires

Dent	Torque	Angle	Crochet	Crochet	.018		.022	
					Droite	Gauche	Droite	Gauche
 Centrales/Latérales	0°	0°	0°		M03820		M03920	
 Centrales	-1°	2°	0°		M02320	M02321	M02420	M02421
 Latérales	-1°	2°	0°		M02322	M02323	M02422	M02423
	-1°	2°	0°	Distal	M02338	M02339	M02438	M02439
 Canines	-11°	5°	2° MO		M02324	M02325	M02424	M02425
	-11°	5°	2° MO	Centré	M02326	M02327	M02426	M02427
 1ère Prémolaires	-17°	0°	4° DO		M02328	M02329	M02428	M02429
	-17°	0°	4° DO	Centré	M02330	M02331	M02430	M02431
 Base décalée	-17°	0°	4° DO		M02368	M02369	M02468	M02469
	-17°	0°	4° DO	Centré	M02370	M02371	M02470	M02471
 2ème Prémolaires	-22°	0°	4° DO		M02332	M02333	M02432	M02433
	-22°	0°	4° DO	Centré	M02334	M02335	M02434	M02435
 Base décalée	-22°	0°	4° DO		M02372	M02373	M02472	M02473
	-22°	0°	4° DO	Centré	M02374	M02375	M02474	M02475

-10% à partir de 10 sachets achetés*Sachet de 10 Brackets **42,05 € HT****-10%**à partir de 10
kits achetés*

Kits Prescription Roth

	.018	.022
Roth Synergy® 5-5 sans crochet	KM02300	KM02400
Roth Synergy® 5-5 avec crochets sur 3	KM02301	KM02401
Roth Synergy® 5-5 avec crochets sur 3-4-5	KM02302	KM02402
Roth Synergy® 5-5 avec crochets sur 2-3	KM02303	
Roth Synergy® 5-5 avec crochets sur 3 maxillaires	KM02380	KM02480
Roth Synergy® 5-5 avec crochets sur 3 et bases décalées sur 4-5	KM02305	

-10% à partir de 10 kits achetés*Kit **84,10 € HT**

* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Brackets Synergy®

Prescription SWLF®

PANACHAGE POSSIBLE

-10%
à partir de 10
sachets achetés*

Prescription SWLF® – Brackets maxillaires

Dent	Torque	Angle	Crochet	Crochet	.018		.022	
					Droite	Gauche	Droite	Gauche
Centrales	17°	3°	0°		M03800	M03801	M03900	M03901
Latérales	8°	9°	0°		M03802	M03803	M03902	M03903
Canines	0°	8°	0°	Centré	M03806	M03807	M03906	M03907
Prémolaires	-7°	0°	2° DO	Centré	M03810	M03811	M03910	M03911



Prescription SWLF® – Brackets mandibulaires

Dent	Torque	Angle	Crochet	Crochet	.018		.022	
					Droite	Gauche	Droite	Gauche
Centrales/Latérales	0°	0°	0°		M03820		M03920	
Low-Profile	0°	0°	0°		M03822		M03922	
Canines	0°	0°	0°	Centré	M03826		M03926	
Prémolaires	-17°	0°	4° DO	Centré	M03830	M03831	M03930	M03931



-10% à partir de 10 sachets achetés*

Sachet de 10 Brackets **42,05 € HT**

Kits Prescription SWLF®

Description	.018	.022
SWLF® Synergy® 5-5 avec crochets sur 3-4-5	KM03802	KM03902
SWLF® Synergy® 5-5 low profile mandibulaire centrales/latérales avec crochets sur 3-4-5	KM03805	KM03905

PANACHAGE POSSIBLE

-10%
à partir de 10
kits achetés*



-10% à partir de 10 kits achetés*

Kit **84,10 € HT**



Scannez pour voir et commander notre gamme complète de **Brackets Synergy®**, incluant les prescriptions Ricketts !



* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Visitez www.rmoeurope.com pour découvrir tous nos produits

PANACHAGE POSSIBLE

-10%à partir de 10
sachets achetés*

Brackets Synergy®

Prescription Standard Edgewise

Prescription Standard Edgewise - Brackets maxillaires



Dent	Torque	Angle	Crochet	.018 Droite/Gauche	.022 Droite/Gauche
Centrales	0°	0°		M07600	M07620
Latérales	0°	0°		M07601	M07621
Canines/Prémolaires	0°	0°		M07604	M07624
	0°	0°	Centré	M07606	M07626

Prescription Standard Edgewise - Brackets mandibulaires



Dent	Torque	Angle	Crochet	.018 Droite/Gauche	.022 Droite/Gauche
Centrales/Latérales	0°	0°		M07610	M07630
Canines/Prémolaires	0°	0°		M07604	M07624
	0°	0°	Centré	M07606	M07626

-10% à partir de 10 sachets achetés*Sachet de 10 Brackets **42,05 € HT**

PANACHAGE POSSIBLE

-10%à partir de 10
kits achetés*

Kits Prescription Standard Edgewise

Description	.018	.022
Standard Edgewise Synergy® 5-5 sans crochet	KM07600	KM07620
Standard Edgewise Synergy® 5-5 avec crochets sur 3	KM07601	KM07621
Standard Edgewise Synergy® 5-5 avec crochets sur 3-4-5	KM07602	KM07622
Standard Edgewise Synergy® 5-5 avec crochets sur 3 maxillaires	KM07680	KM07690

-10% à partir de 10 kits achetés*Kit **84,10 € HT**Voir pages 18-21 pour notre sélection de **Tubes buccaux**

* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

RMO

+33 (0)3 88 40 67 30 • sales@rmoeurope.com

APEX™ Series

Instruments orthodontiques

-10%
à partir de 10
achetés*



Précelle pour le collage direct, autobloquante avec pointes fines

- Action autobloquante
- Idéale pour la mise en place de brackets postérieurs
- Les pointes fines s'insèrent entre les ailes du bracket et la base
- Recommandé pour une utilisation avec les contentions collables RMO®

Réf: i01102..... **24,00 € HT**



Mosquito Hemostat

- 75" (12cm) de longueur totale
- Avec poignée de verrouillage
- Pointes dentelées pour une bonne prise

Réf: i00124 **80,00 € HT**



Pince à déposer les Brackets - Droite

- Se cale entre la base et la surface de la dent et soulève pratiquement sans contrainte.
- Les coins diamantés de précision fonctionnent sur tous les types de brackets.
- Articulation emboîtée

Réf: T00546 **89,15 € HT**



Mathieu

- Porte-aiguille de type Mathieu avec rainure de 0,020 » à l'extrémité pour un placement antidérapant des ligatures élastiques et autres élastiques intra-oraux sans écrasement, éliminant ainsi les défaillances prématurées.
- Articulation emboîtée

Réf: T00031 **77,70 € HT**



Pince à déposer les Brackets - angulée

- Retire rapidement et en toute sécurité les brackets à collage direct
- Les bords de précision inclinés permettent de retirer facilement les supports et l'excédent de matériau de collage.
- Articulation emboîtée


Réf: T00545 **89,15 € HT**




Mathieu embouts étroits

- Porte-aiguille de type Mathieu avec embouts étroits
- Le cliquet à verrouillage positif permet une ouverture/fermeture instantanée
- Articulation emboîtée

Réf: T00032 **77,70 € HT**



Embout de
poussée
dentelée



Tête de détartrage
courbée et
tranchante



Grattoir à Ciment et Enfonce-bagues

- Double surface de détartrage
- Une extrémité est dotée d'une tête de détartrage courbée et tranchante, l'autre d'une pointe dentelée


Réf: i00358..... **35,00 € HT**

Tubes buccaux à coller

Système de tubes "Low-profile"

Conçu pour le confort du patient et une facilité d'utilisation

Les tubes buccaux FLI® sont des pièces de précision en acier inoxydable moulées par injection (MIM), brasées sur une base de collage anatomique en mailles de calibre 80 pour une adhésion fiable. Accentués par son profil ultra bas et son orientation d'offset gingivale, ils permettent de minimiser les effets de force de l'occlusion. Les tubes FLI® RMO® gardent leurs caractéristiques qualitatives et leur efficacité de collage pendant toute la durée du traitement.



Long
4.5mm



Medium
3.5mm



Mini
2.5mm

Les variations indiquées ne sont disponibles que pour les tubes simples non convertibles.



Scannez pour voir notre sélection
complète de **Tubes buccaux**



Tubes buccaux à coller

Tubes simples / Non-convertibles

PANACHAGE POSSIBLE

-10%

à partir de 10
sachets achetés*

Maxillaire - Tubes simples/Non-convertibles

Dent	Taille	Torque	Rotation	.018		.022	
				Droite	Gauche	Droite	Gauche
Première molaire	Long 4.5mm	-10	0	A08730	A08731	A08734	A08735
		-14	10	A08562	A08563	A08566	A08567
Deuxième molaire	Medium 3.5mm	-10	0	A08732	A08733	A08736	A08737
		-14	10	A08564	A08565	A08568	A08569
		-14	14	A08204	A08205	A08206	A08207
	Mini 2.5mm	0	0	A08800	A08801	A08806	A08807
		-10	0	A08802	A08803	A08808	A08809
		-14	0	A08804	A08805	A08810	A08811



Mandibulaire - Tubes simples/Non-convertibles

Dent	Taille	Torque	Rotation	.018		.022	
				Droite	Gauche	Droite	Gauche
Première molaire	Long 4.5mm	-20	0	A08572	A08573	A08576	A08577
		-25	0	A08740	A08741	A08744	A08745
		-30	4	A08208	A08209	A08210	A08211
Deuxième molaire	Medium 3.5mm	-10	0	A08574	A08575	A08578	A08579
		-25	0	A08742	A08743	A08746	A08747
		-30	4	A08212	A08213	A08214	A08215
	Mini 2.5mm	0	0	A08812	A08813	A08818	A08819
		-14	0	A08814	A08815	A08820	A08821
		-25	0	A08816	A08817	A08822	A08823



-10% à partir de 10 sachets achetés*

Sachet de 10 Tubes.....**41,40 € HT**

* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Visitez www.rmoeurope.com pour découvrir tous nos produits

-10%à partir de 10
sachets achetés*

Tubes buccaux à coller

Tubes simples / Convertibles

Maxillaire - Tubes simples/Convertibles



Dent	Taille	Torque	Rotation	.018		.022	
				Droite	Gauche	Droite	Gauche
Première molaire	Long 4.5mm	-14	14	A08200	A08201	A08202	A08203
Deuxième molaire	Long 4.5mm	-14	10	A08534	A08535	A08554	A08555

Mandibulaire - Tubes simples/Convertibles



Dent	Taille	Torque	Rotation	.018		.022	
				Droite	Gauche	Droite	Gauche
Première molaire	Long 4.5mm	0	0	A08042	A08043	A08052	A08053
		-22	5	A08184	A08185	A08194	A08195
		-30	0	A08638	A08639	A08640	A08641
Deuxième molaire	Long 4.5mm	-20	8	A08538	A08539	A08558	A08559

-10% à partir de 10 sachets achetés*Sachet de 10 Tubes **45,15 € HT**

Pince SCHWEICKHARDT à Retirer les clapets des Tubes/brackets Convertibles

- Cet instrument en acier inoxydable utilise un axe de transfert afin de retirer le clapet sans effort.
- Sa conception de rail fin permet un accès facile à la zone du tube
- Sa conception permet une force faible de retrait de clapet
- Compatible avec tout tubes convertible ou bracket
- Fabrication allemande de précision

Description	Unité de Vente	Référence	Prix
Pince, 2 lames de rechange	1	i01200	215,40 € HT
Lames de rechange	5	i01201	12,90 € HT



Instrument à Convertir les Tubes Molaires (RMO®)

- Pour retirer les clapets des tubes convertibles
- Lame remplaçable permettant de faire levier lors du retrait
- Embout de lame s'ajuste de façon sécurisée dans la gorge du tube
- Manche et lame en acier inoxydable



Description	Unité de Vente	Référence	Prix
Instrument, 10 lames de rechange	1	i00557	57,10 € HT
Lames de rechange	5	i00559	16,55 € HT

* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Tubes buccaux à coller

Tubes doubles & triples

PANACHAGE POSSIBLE

-10%

à partir de 10
sachets achetés*

Maxillaire - Double, Première Molaire

	Taille	Torque	Rotation	.018		.022	
				Droite	Gauche	Droite	Gauche
Non-Convertible	Long 4.5mm	-14	14	A08216	A08217	A08218	A08219
Convertible		-14	14	A08684	A08685	A08686	A08687



Les caractéristiques du tube auxiliaire sont identiques au tube principal

Mandibulaire - Double, Première Molaire

	Taille	Torque	Rotation	.018		.022	
				Droite	Gauche	Droite	Gauche
Non-Convertible	Long 4.5mm	-30	4	A08220	A08221	A08222	A08223
Convertible		-25	8	A08536	A08537	A08556	A08557
Convertible		-30	4	A08608	A08609	A08628	A08629



Les caractéristiques du tube auxiliaire sont identiques au tube principal

-10% à partir de 10 sachets achetés*

Sachet de 10 Tubes **52,35 € HT**

Maxillaire - Triple / Convertible

Dent	Taille	Torque	Rotation	.018		.022	
				Droite	Gauche	Droite	Gauche
Première molaire	Long 4.5mm	-14	14	A08604	A08605	A08624	A08625
		-14	10	A08532	A08533	A08552	A08553



Les caractéristiques du tube auxiliaire sont identiques au tube principal

Tube bumper en .045

Mandibulaire - Triple / Convertible

Dent	Taille	Torque	Rotation	.018		.022	
				Droite	Gauche	Droite	Gauche
Première molaire	Long 4.5mm	-30	4	A08610	A08611	A08630	A08631



Les caractéristiques du tube auxiliaire sont identiques au tube principal

Tube bumper en .045

-10% à partir de 10 sachets achetés*

Sachet de 10 Tubes **60,00 € HT**

* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Visitez www.rmoeurope.com pour découvrir tous nos produits

-10%à partir de 10
sachets achetés*

Accessoires pour Bagues

Disponibles dans les prescriptions les plus courantes



Plateaux pour Bagues

RMO propose un système complet de stockage des bagues et de distribution au fauteuil qui s'adapte au système de marquage permanent. Ces unités de stockage et de distribution polyvalentes et peu encombrantes peuvent contenir toutes les bagues RMO pour les prémolaires et les molaires.

- Chacun des compartiments formés dans les plateaux varie en taille afin d'accueillir de plus grandes quantités des formats les plus couramment utilisés
- Chaque format de plateau imprimé comprend un plateau formé et un couvercle transparent verrouillable. Chaque plateau comprend une étiquette indiquant le type de bague, maxillaire ou mandibulaire.

Plateau pour bagues molaires	Unité de Vente	Réf.	Plateau pour bague prémolaires	Unité de Vente	Réf.
Max. 1ère molaire universelle Max. 1ère/2ème molaire droite Max. 1ère/2ème molaire gauche Mand. 1ère molaire universelle Mand. 1ère/2ème molaire droite Mand. 1ère/2ème molaire gauche	1 plateau	J00750	Maxillaire 1ère/2ème prémolaire/ 1ère prémolaire mandibulaire	1 plateau	J00770
			2ème prémolaire mandibulaire	1 plateau	J00771

1 plateau (vide)28,55 € HT

Lug

- Utilisé pour mettre en place des bagues préformées
- Fourni en bandes de 10 ergots pour faciliter le soudage au lingual



Lug/Cleat (Debnam)

- Utilisé comme ergot d'assise de la bague et comme crochet élastique mésial-distal
- Le crochet est plié vers l'extérieur de la surface de l'anneau pour engager les élastiques



Tube Lingual Wilson® 3D®

Conçu pour accepter les appareils d'orthodontie modulaire fixe/amovible Lingual 3D (Wilson)



Tube Lingual Horizontal

Avec encoche de rétention distale.



Bouton Lingual

- La conception ronde exclusive permet de placer le bouton n'importe où sur la bague avec un encombrement minimal
- Peut être utilisé comme une combinaison de crochet et d'ergot de la bague
- Finition ultra lisse pour un meilleur confort du patient
- Facilement soudable aux bagues en acier inoxydable

Lug	Unité de Vente	Réf.	Prix
Prémolaires	100	A00718	22,80 € HT
Molaires	100	A00719	22,80 € HT
Lug/Cleat (Debnam)	Unité de Vente	Réf.	Prix
Prémolaires	approx. 100	A00476	62,85 € HT
Molaires	approx. 100	A00720	62,85 € HT
Tube lingual Wilson® 3D®	Unité de Vente	Réf.	Prix
Sans crochet	10	A04315	52,25 € HT
Avec crochet gingival	10	A04314	52,25 € HT
Tube lingual Horizontal	Unité de Vente	Réf.	Prix
pour fil .036	10	A00149	34,25 € HT
Boutton lingual	Unité de Vente	Réf.	Prix
Regular	10	A00047	16,85 € TC

* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Bagues présoudées TruForm RMO®

Disponibles dans les prescriptions les plus courantes

PANACHAGE POSSIBLE

-10%

à partir de 100
bagues achetées*



Ajustement anatomique de qualité et finition polie

Le processus de fabrication exclusif de RMO® et sa matière première trempée spécifiquement permettent d'obtenir une plus grande propriété d'encliquetage. Les bagues RMO comportent des bords occlusaux arrondis pour maximiser la force de collage et contrôler l'excès de matériau.

OFFRE SPÉCIALE

**Achetez 100 bagues avec tubes pré-soudés
et obtenez 10% de réduction - Aucune limite !**

Options Bagues

Bicuspidés/molaires. 2,30 € HT

Options Tube

Tube Simple 4,23 € HT

Tube Double 5,42 € HT

Tube Triple 5,75 € HT

Options supplémentaires

Sheath 3,43 € HT

Cleat 0,63 € HT

**Les prix sont pour une soudure standard, les prix peuvent varier en fonction des options de pré-soudure choisies.*



Appelez-nous au +33 (0)3 88 40 67 30 pour commander vos bagues présoudées.
Notre service clientèle est à votre disposition peut répondre à toutes vos questions.

Renseignez-vous sur notre service de soudage
sur-mesure !

* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Visitez www.rmoeurope.com pour découvrir tous nos produits

-10%à partir de 10
sachets achetés***Nouveau! Auxiliaires à coller RMO®****Chaînette d'éruption à coller**

- En acier inoxydable
- Plaquée argent ou or
- Base à mailles de calibre 80
- Chaînette réglable de 2 cm

Argent : A00310 - Par 5.....34,30€ HT

Or : A00311 - Par 5.....34,30€ HT

**Bouton rond en céramique à coller**

- Idéal pour une utilisation avec des aligneurs ou des systèmes d'attaches esthétiques

A00321 - Par 1038,05€ HT

**Bouton lingual plastique à coller**

A03902 - Par 1030,80€ HT

Boutons à coller

Boutons profilés en acier inoxydable.

- Base ronde ou rectangulaire
- Base de collage à contour plat ou incurvé
- Finition lisse avec bords arrondis pour le confort du patient

Par 1037,70€ HT

MEILLEURES VENTES

Base ronde incurvée
A07916Base ronde plate
A07917Base rectangulaire incurvée
A07918Base rectangulaire plate
A07919**RM® Lock en acier inoxydable et Accessoires**

- Stop comportant une bride conçue pour une utilisation avec des élastiques et des auxiliaires, ainsi qu'une tête arrondie type bouton.
- La vis assure une action de verrouillage sur toutes les formes de fil.



(A) Petit sans crochet



(B) Petit avec crochet



(C) Grand sans crochet



(D) Petit avec bride

RM® Locks en acier inoxydable	pour fils de section	Référence
MEILLEURE VENTE (A) Petit sans crochet	.012" - .028"	A00226
(B) Petit avec crochet	.012" - .028"	A00224
(C) Grand sans crochet	.030" - .045"	A00227
(D) Petit avec bride	.012" - .028"	A00229

RM®Lock**51,15 € HT / les 5****Accessoires****Vis de remplacement pour petit ou grand RM®Lock**A00228**22,80 € HT / les 5****Clé hexagonale pour RM® Lock**

- Acier inoxydable avec pointe en acier dur

i00034**22,80 € HT**Scannez pour visiter
notre boutique en ligne**Service Client**
+33 (0)3 88 40 67 30

Brackets/Tubes_HT 01/2025

* Offre valable sur produits équivalents, DOM-TOM et Suisse uniquement. Les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.