


TUBES AUTOLIGATURANTS



- Tubes de 6 autoligaturants avec clip passif pour une diminution de la friction et des forces réduites tout au long du traitement
- Inutile de retirer le clip lorsque les deuxièmes molaires sont appareillées
- Insertion aisée de l'arc grâce à l'entrée de gorge évasée
- Clip robuste et efficace avec un orifice pour ouverture avec instrument
- Largeur du clip égal à celle de la gorge pour un meilleur contrôle des rotations
- Base anatomique profilée pour une meilleure rétention mécanique
- In/out réduit pour un meilleur confort du patient
- Crochet de taille réduite mais permettant l'utilisation d'accessoires type chaînette
- Gain de temps grâce à une ouverture/fermeture aisées lors du changement d'arc
- Fabrication en acier / finition ultra lisse
- Identification couleur

Première Molaire - Tubes Maxillaires Simples - Tube Principal

Torque	Angle	Rotation	Crochet	.018	.022	Code Couleur
-10°	0°	10° D	R	A08840	A08850	
-10°	0°	10° D	L	A08841	A08851	
-14°	0°	10° D	R	A08842	A08852	
-14°	0°	10° D	L	A08843	A08853	

Première Molaire - Tubes Mandibulaires Simples - Tube Principal

Torque	Angle	Rotation	Crochet	.018	.022	Code Couleur
-10°	0°	0°	R	A08844	A08854	
-10°	0°	0°	L	A08845	A08855	
-20°	0°	0°	R	A08846	A08856	
-20°	0°	0°	L	A08847	A08857	
-25°	0°	0°	R	A08848	A08858	
-25°	0°	0°	L	A08849	A08859	

Dispositif Médical de Classe IIa - CE 0483 - Réservé aux professionnels - Non remboursé par les organismes d'assurance santé - Merci de respecter les conditions d'utilisation présentes sur l'étiquette - 29/10/2018