


# ALPINE SL® CLEAR

Bracket autoligaturant esthétiques,  
actif ou passif, avec clip en Nickel-Titane



## FONCTIONNALITÉS

CLAPET EN NICKEL TITANE

OUVERTURE ET FERMETURE AISÉE  
ENTRÉE DE GORGE ÉVASÉE  
IN -OUT RÉDUIT / SURFACE POLIE  
AILETTES PROFILÉES  
BASE ANATOMIQUE

MARQUAGE À L'ENCRE

## AVANTAGES

- L'alliage à mémoire de forme assure un fonctionnement et un contrôle fiables du clapet pour l'ensemble du traitement
- Aucun outil spécial nécessaire
- Insertion aisée de l'arc, friction réduite
- Meilleur confort du patient, esthétique
- Permet l'option ligature
- Meilleure adaptation sur la dent, diminution du risque de décollement
- Identification du bracket aisée

# ALPINE SL™ CLEAR

Bracket autoligaturant esthétiques,  
actif ou passif, avec clip en Nickel-Titane



## PRESCRIPTION ROTH

<b>MX</b>	<b>Torque</b>	<b>Angle</b>	<b>Rotation</b>	<b>Crochet</b>	<b>R/L</b>	<b>.018</b>	<b>.022</b>
Centrales	12°	5°	0°		R		Q12400
	12°	5°	0°		L		Q12401
Latérales	8°	9°	0°		R		Q12402
	8°	9°	0°	Distal	L		Q12403
Canines	0°	11°	4° MO	Distal	R		Q12406
	0°	11°	4° MO	Distal	L		Q12407
Prémolaires	-7°	0°	0°	Distal	R		Q12410
	-7°	0°	0°	Distal	L		Q12411

<b>MN</b>	<b>Torque</b>	<b>Angulation</b>	<b>Rotation</b>	<b>Crochet</b>	<b>R/L</b>	<b>.018</b>	<b>.022</b>
Centrales/ Latérales	0°	0°	0°		R/L		Q12420
Canines	-11°	5°	2° MO	Distal	R		Q12426
	-11°	5°	2° MO	Distal	G		Q12427
Prémolaires 4	-17°	0°	0°	Distal	R		M22430*
	-17°	0°	0°	Distal	L		M22431*
Prémolaires 5	-22°	0°	0°	Distal	R		M22434*
	-22°	0°	0°	Distal	L		M22435*

\*Brackets Alpine SL® métalliques

### Kit

Kit 5-5 avec crochets sur 3-4-5

.022

ECKQ12402

## PRESCRIPTION MBT

<b>MX</b>	<b>Torque</b>	<b>Angle</b>	<b>Rotation</b>	<b>Crochet</b>	<b>R/L</b>	<b>.018</b>	<b>.022</b>
Centrales	17°	4°	0°		R		Q12100
	17°	4°	0°		L		Q12101
Latérales	10°	8°	0°		R		Q12102
	10°	8°	0°	Distal	L		Q12103
Canines	-7°	8°	0°	Distal	R		Q12106
	-7°	8°	0°	Distal	L		Q12107
Prémolaires	-7°	0°	0°	Distal	R		Q12110
	-7°	0°	0°	Distal	L		Q12111

<b>MN</b>	<b>Torque</b>	<b>Angle</b>	<b>Rotation</b>	<b>Crochet</b>	<b>R/L</b>	<b>.018</b>	<b>.022</b>
Centrales/ Latérales	-6°	0°	0°		R/L		Q12120
Canines	-6°	3°	0°	Distal	R		Q12126
	-6°	3°	0°	Distal	L		Q12127
Prémolaires 4	-12°	2°	0°	Distal	R		M22130*
	-12°	2°	0°	Distal	L		M22131*
Prémolaires 5	-17°	2°	0°	Distal	R		M22134*
	-17°	2°	0°	Distal	L		M22135*

\*Brackets Alpine SL® métalliques

### Kit

Kit 5-5 avec crochets sur 3-4-5

.022

ECKQ12102