

EnergyPak™

Elastiques coupés avec précision



Les élastiques orthodontiques RMO® EnergyPak™ sont découpés avec précision à partir du meilleur latex de qualité chirurgicale à l'aide d'outils exclusifs à la pointe de la technologie, garantissant une qualité constante et des niveaux de force précis. Codés par couleur en fonction de leur diamètre et par des lettres indiquant leur force, les élastiques EnergyPak™ sont proposés dans des emballages colorés pour les patients et dans des distributeurs pratiques pour les praticiens. Disponibles dans les gammes de force standard de l'industrie, en latex ambré et néon, ou en matériaux sans latex adaptés aux patients sensibles.

Boîte Standard



Latex ambré

50 Paquets par Boîte

A	Light 2.5 oz / 70 g
B	Medium 4.5 oz / 125 g
C	Heavy 6.5 oz / 185 g
D	X-Heavy 8 oz / 225 g*

Boîte de 50 paquets pour patients.
100 élastiques par paquet
sauf *X-Heavy = 50 élastiques.**

100 Paquets par Sachet

A	Light 2.5 oz / 70 g
B	Medium 4.5 oz / 125 g
C	Heavy 6.5 oz / 185 g
D	X-Heavy 8 oz / 225 g*

Sachet de 100 paquets pour patients.
100 élastiques par paquet
sauf *X-Heavy = 50 élastiques.**

Sachet de 1000 en vrac

B	Medium 4.5 oz / 125 g
C	Heavy 6.5 oz / 185 g

Latex Néon

50 Paquets par Boîte

B	Medium 4.5 oz / 125 g
C	Heavy 6.5 oz / 185 g

Boîte de 50 paquets pour patients.
100 élastiques par paquet.**

Sans Latex

50 Paquets par Boîte

B	Medium 4.5 oz / 125 g
C	Heavy 6.5 oz / 185 g

Boîte de 50 paquets pour patients.
100 élastiques par paquet.**

Extraoral (Latex)

30 Paquets par Sachet

E	16.0 oz / 455 g
----------	-----------------

Sachet de 30 paquets pour patients.
50 élastiques par paquet.**

Placeur d'élastiques

Aide le patient à mettre et retirer les élastiques

- Sachet de 100
- Couleur: Argent

J00560

**Les quantités d'élastiques sont approximatives.