



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

SECTION I - Produit/ Société Identification

Nom commercial du produit : TRULOCK ADHÉSIF ACTIVÉ PAR LA LUMIÈRE

Fabricant : RMO, INC.
Adresse : 2165 Earlywood Drive
Ville, État, Zip : Franklin, Indiana, 46131 U.S.A.
Numéro de téléphone d'urgence : (800) 424-9300 / (703) 527-3887 (Chemtrec)
Numéro de téléphone d'information : (800) 835-0885 / (847) 677- 5500
: Date de révision : 15MAR24 Rev.003

SECTION II - Informations sur les ingrédients dangereux et leur identité

| Composants dangereux : | CAS NO. | OSH/ PEL | ACGIH LIMITS | TLVOTHER |
|---|-------------|----------|--------------|----------|
| Diglycidylméthacrylate de bisphénol (Bis-GMA) | [1565-94-2] | N/E | N/E | |
| Mélange de méthacrylates multifonctionnels Verre de baryum-borosilicate | N/E | N/E | N/E | |
| Fluorure de sodium | [7681-49-4] | N/E | N/E | |
| Initiateur | N/E | N/E | N/E | |
| Amine | [3077-12-1] | N/E | N/E | |

SECTION III - Caractéristiques physiques/chimiques

Point d'ébullition : N/A
Pression de vapeur : N/A
Densité de vapeur : N/A
Solubilité dans l'eau : Insoluble
Apparence et odeur : Pâte visqueuse teintée. Légère odeur d'acrylique.

Gravité spécifique : (H₂O = 1) N/A
Point de fusion : N/A
Taux d'évaporation : (Acétate de butyle = 1) N/A

SECTION IV - Incendie et explosion Hazard Data

Point d'éclair (méthode utilisée) : N/A
Inflammabilité (limites d'explosivité) :
LIE : N/A **UEL :** N/A

Moyens d'extinction : Mousse chimique, dioxyde de carbone ou poudre chimique.
Procédures spéciales de lutte contre l'incendie : Aucun.
Risques inhabituels d'incendie et d'explosion : Aucun connu.

SECTION V - Données sur la réactivité

Stabilité : **Instable :** **Stable :** X
Conditions à éviter (stabilité) : Températures supérieures à 24C/75F, lumière directe du soleil ou lumière de haute intensité. (plus de 10 000 lux).

Incompatibilité (matériau(x) à éviter) : Peroxydes ; agents oxydants forts.
Décompositions ou sous-produits dangereux : N/A
Polymérisation dangereuse : **Peut se produire :** **Ne se produira pas :** X



SECTION VI - Données sur les risques pour la santé

| | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|-----|
| Voie(s) d'entrée : | Inhalation ? | Non | La peau ? | Oui |
| | Ingestion ? | Oui | | |
| Risques pour la santé (aigus et chroniques) : | Une irritation de la peau peut se produire chez certaines personnes ayant des problèmes de peau préexistants. Les résines non polymérisées peuvent provoquer une irritation des yeux. | | | |
| Cancérogénicité : | NTP ? | N/A | Monographies du CIRC ? | N/A |
| | Réglementé par l'OSHA ? | N/A | | |
| Signes et symptômes d'exposition : | Des démangeaisons, des rougeurs ou une sensation de brûlure sur la peau peuvent survenir pour personnes allergiques sensibles ou surexposées. Irritation sévère des yeux. | | | |
| Conditions médicales générales aggravée par l'exposition : | Une sensibilité allergique ou cutanée préexistante peut être aggravée. | | | |
| Procédures de premiers soins d'urgence : | La peau : | Laver à l'eau et au savon. Si l'irritation persiste consultez un médecin. | | |
| | Ingestion : | Ne pas provoquer de vomissements, consulter un médecin. | | |
| | Inhalation : | N/A | | |
| | Contact visuel : | Rincer rapidement avec beaucoup d'eau, consulter un médecin. | | |

SECTION VII - Précautions à prendre pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité

| | |
|---|---|
| Mesures à prendre en cas de matériel libéré ou déversé : | Nettoyer en utilisant des gants, en essuyant avec des serviettes en papier. Jeter de manière appropriée. |
| Méthodes d'élimination des déchets : | Éliminer conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales. |
| Précautions à prendre pour la manipulation et le stockage : | Entreposer de 10C/50F à 24C/75F. Ne pas congeler. Amener à la température ambiante avant de l'utiliser (22C/72F). |
| Autres précautions : | Ne pas prendre par voie interne. Se laver les mains après utilisation. |

SECTION VIII - Mesures de contrôle

| | |
|--|---|
| Protection respiratoire : | Généralement non nécessaire |
| Ventilation : | Échappement local recommandé. |
| Gants de protection : | Recommandé. |
| Protection des yeux : | Recommandé. |
| Autres vêtements de protection ou équipement : | Aucun |
| Travail/Pratiques hygiéniques : | Pratiques normales de sécurité. A n'utiliser que de manière très professionnelle. |

| NFPA HAZARD CLASSIFICATIONS | |
|-----------------------------|-----|
| Santé | 1 |
| Inflammabilité | 0 |
| Réactivité | 1 |
| Risque spécifique | N/A |

NFPA - Association nationale de protection contre l'incendie N/A - Sans objet
N/E - Non établi

